

Polifix 2 Longo SafeFlow / Polifix 2 SafeFlow / Polifix 2 Caresite / Polifix 3 Caresite / Polifix 4 SafeFlow / Polifix 4 Caresite

Extensores com válvula Needle-free para equipos

Equipo

Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – Proibido Reprocessar

Indicação de Uso / Finalidade:

Equipos indicados para administração de soluções parenterais e medicações, acondicionadas em frascos de vidro ou ampolas plásticas, sem necessidade de uso de agulha para inclusão de medicações no acesso lateral.

Contraindicações:

Não é recomendada a utilização para administração de soluções submetidas a altas pressões através de bombas injetoras de contraste.

Modo de Usar:

1. Retirar o equipo do invólucro protetor; acionar um dos dispositivos SafeFlow, conectando uma seringa luer lock com solução (de acordo com protocolo da instituição) para realizar o priming do produto;
2. Fechar as pinças clamp;
3. Para bloqueio total do fluxo, fechar a pinça clamp até o final da pinça;
4. Retirar a tampa protetora do intermediário luer macho;
5. Conectar o Polifix ao cateter venoso;
6. Em caso de infusão simultânea, conectar as linhas venosas nos conectores SafeFlow;
7. Abrir as pinças clamp;
8. Regular o fluxo conforme a prescrição médica.

Precações e Advertências:

- Produto Isento de DEHP (DOP).

- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- Estéril, se o invólucro não estiver danificado ou aberto.
- Utilizar técnicas assépticas, realizando antissepsia de acordo com protocolo da instituição.
- Não utilizar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
- Não é permitida a utilização de agulhas no SafeFlow sob nenhuma hipótese.
- Proibido o uso de agulhas. O uso de agulhas possibilita vazamento de medicações, liberação de partícula de silicone para o paciente e acidentes com perfuro-cortante.
- Não utilizar sob nenhuma hipótese para administração de soluções submetidas a altas pressões, através de bombas injetoras de contraste.
- Não utilizar o produto após a data de validade indicada na embalagem.
- Não é permitida sua reesterilização sob nenhuma hipótese.

Condições de Armazenamento:

- Armazenar em local seco, à temperatura ambiente e protegido da luz, de forma a manter a integridade dos produtos.

Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – Proibido Reprocessar

Indicação de Uso / Finalidade:

Equipos indicados para administração de soluções parenterais e medicações, acondicionadas em frascos de vidro ou viales plásticos, sin necesidad del uso de aguja para inclusión de medicaciones en el acceso lateral.

Contraindicaciones:

No se recomienda su uso para la administración de soluciones sometidas a altas presiones a través de bombas de inyección de contraste.

Modo de Usar:

1. Retirar el equipo del envoltorio protector; accionar uno de los dispositivos SafeFlow, conectando una jeringa Luer Lock con solución (según protocolo de la institución), para realizar el priming del producto;
2. Cerrar las pinzas clamp;
3. Para completar el bloqueo del flujo, cierre la pinza para sujetar el extremo del fórceps;
4. Retirar la tapa protectora del intermediario Luer macho;
5. Conectar el Polifix al catéter venoso;
6. En caso de infusión simultánea, conectar las líneas venosas en los conectores SafeFlow;
7. Abrir las pinzas clamp;
8. Regular el flujo conforme a la prescripción médica.

Precauciones y Advertencias:

- Producto Libre de DEHP (DOP)
- Los experimentos con animales han demostrado que el DEHP (DOP) ES potencialmente tóxico para la reproducción. Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, no se excluye por completo un riesgo (en el caso de uso a largo plazo) sobre todo para los bebés varones.
- Estéril, si el envoltorio no está dañado o abierto.
- Utilizar técnicas asépticas, realizando antisepsia según protocolo de la institución.
- No utilizar el producto si se constata la violación de la integridad del envoltorio o de su contenido.
- No se permite la utilización de agujas en el SafeFlow bajo ninguna hipótesis.
- Prohibido el uso de agujas. El uso de agujas permite la fuga de la medicación, en particular de liberación de silicón para el paciente y los accidentes con corte y perforación.
- No utilizar bajo ninguna hipótesis para administración de soluciones sometidas a altas presiones a través de bombas inyectoras de contraste.
- No utilizar el producto después de la fecha de validez indicada en el embalaje.
- No se permite su re-esterilización bajo ninguna hipótesis.

Condiciones de Almacenamiento:

- Almacenar en lugar seco, a temperatura ambiente y protegido de la luz, para mantener la integridad de los productos.

Significado da Simbologia Utilizada:



Produto de uso único



Vide Instruções de Uso



Isento de Látex

REF

Referência

LOTE

Lote nº

STERILE EO

Esterilizado por Óxido de Etileno



Data de Fabricação/ Data de Esterilização



Validade



Sem DEHP

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 80136990838
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.035 Rev. C 02.24

B | BRAUN