



BC




Scheren
Scissors

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriff

Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles

BC



OC498R


OC499R

OC500R

VANNAS

OC498R-OC500R


85 mm, 3 3/8"



MC CLURE

OC480R

95 mm, 3 3/4"



OC485R


seitwärts
abgewinkelt
angled to side

OC486R

CASTROVIEJO

OC485R-OC486R

95 mm, 3 3/4"



NOYES

OC482R


125 mm, 5"



Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriffen
Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles

BC




OC496R

OC497R

OC496R-OC497R

105 mm, 4 1/8"




WECKER

OC461R

Augenschere

Eye scissors

110 mm, 4 1/2"



OC491R

OC492R

CASTROVIEJO

OC491R-OC492R

Augenscheren

Eye scissors

110 mm, 4 3/8"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federschere mit Flachgriffen und Karoprofil

Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles and Cross-Serration




... mit Flachgriffen und Karoprofil

breite Flachgriffe mit griffigem Karoprofil

sichere Handhabung

... with flat handle and cross-serration

flat handles, sure grip due to cross-serration




FD012R

FD013R

FD012R-FD013R

120 mm, 4 3/4"



FD014R

FD015R

FD011R

abgewinkelt
angled on flat

VANNAS

FD011R-FD015R

120 mm, 4 3/4"



Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriffen und Karoprofil
Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles and Cross-Serration



Venenschere FD028R
zum Auffrischen von Gefäßstümpfen

- kein Abgleiten des Gefäßes
- glatte, saubere Durchtrennung

Vein scissors FD028R
for roughening vessel ends


- vessel cannot slip off
- clean, smooth cut



BIEMER

FD028R

Venenschere
Vein scissors
130 mm, 5 1/8"



FD016R

FD017R



FD016R-FD017R

160 mm, 6 1/4"

BC




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriffen und Karoprofil

Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles and Cross-Serration




FD018R

FD019R

VANNAS

FD018R-FD019R

160 mm, 6 1/4"



FD020R

FD021R


MILLESI

FD020R-FD021R

Schneiden gezahnt

Blades serrated

160 mm, 6 1/4"



YASARGIL

FD022R

JACOBSON

FD023R

FD022R-FD023R

185 mm, 7 1/4"



Scheren – Scissors

Mikro-Federschere mit Rundgriffen
Micro Scissors (Spring Type) with Round Handles




... mit Rundgriffen

- Rundgriffe erlauben Drehbewegungen zwischen den Fingern.
- Optimale Balance, individuell je nach Instrument, durch volle oder gehöhlte Griffpartien.


... with round handles

- Round handles allow turning manipulations between the fingers.
- Optimum balance individually for each instrument due to solid or hollowed-out handles.

BC



MILLIMETERS



FD100R

FD101R

FD103R

Mikro-Präparierschere
Micro dissecting scissors


FD100R-FD103R

145 mm, 5 3/4"

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit leichtem Kunststoffprofil

Micro Scissors (Spring Type) with Light Plastic Handle



Das MÜLLER Mikro-Instrumentarium

Ein hochwertiges Set für die periphere Mikrochirurgie. Zahlreiche praxisbewährte Details führen zu mehr Effektivität und Sicherheit.

■ Unverkrampfte Haltung = mehr Feingefühl

Das leichte Kunststoffprofil vergrößert die Griffoberfläche, gewährleistet dadurch eine unverkrampfte Handhaltung und verleiht mehr Feingefühl.

■ Leichteres Drehen = erweiterter Arbeitsbereich

Der runde Griffquerschnitt ermöglicht leichtes, gleichmäßiges Drehen des Instrumentes. Verwendungs- bzw. Arbeitsbereich wird dadurch erweitert.

■ Sicherer Halt

Das griffige Noppenprofil gewährleistet einen durchweg sicheren Halt bei sämtlichen Bewegungsabläufen.

■ Optimales Handling

Eine Entwicklung nach ergonomischen Gesichtspunkten, verbunden mit dem geringen Gewicht der neuen Kunststoffgriffe schaffen die Voraussetzung zu ermüdungsfreiem Arbeiten und optimalem Handling.

The MÜLLER Micro instrument system

A top quality set for peripheral microsurgery. Numerous details tried and tested in practice mean increased efficiency and safety.

■ Natural holding position = increased sensitivity

The light plastic profile increases the grip surface, thus guaranteeing a natural hand position without cramping and providing enhanced sensitivity.

■ Easier rotation = extended working area

The round grip cross section permits easy and uniform rotation of the instrument. This extends the application and working areas.

■ Safe grip

The easy grip studded profile guarantees a secure hold for all movements.

■ Optimum handling

Development in accordance with ergonomic criteria and the low weight of the new plastic grips provide fatiguefree working and optimum handling.



Scheren – Scissors

Mikro-Federschere mit leichtem Kunststoffprofil
Micro Scissors (Spring Type) with Light Plastic Handle

BC



1/2

MÜLLER

FM010R-FM014R

120 mm, 4 3/4"



FM010R

spitz/spitz
sharp/sharp



FM011R

spitz/spitz
sharp/sharp



FM012R

spitz/stumpf
sharp/blunt



FM013R

stumpf/stumpf
blunt/blunt



1/1

FM014R

Kugel/spitz
probe pointed/sharp



FM040R

spitz/spitz
sharp/sharp



1/1

FM041R

spitz/spitz
sharp/sharp



1/2

MÜLLER

FM040R-FM041R

170 mm, 6 3/4"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriff

Micro Scissors with Flat Handle

BC



1/1

165 mm, 6 1/2"



Scheren – Scissors

Mikro-Federschere mit Flachgriff
Micro Scissors with Flat Handle

25°



FM470R

45°



FM471R

60°



FM472R

90°



FM473R

125°



FM474R

gerade
straight

aufgebogen
curved
on flat

Feines Blatt
Fine blade



FM451R



FM452R



FM453R



FM454R



FM455R

Feines Blatt,
1 Blatt mit Knopf
Fine blade,
with 1 probe
pointed blade



FM437R



FM438R



FM439R



FM440R



FM441R



FM442R



FM436R

Sehr feines Blatt
Delicate blade



FM431R



FM432R



FM433R



FM434R



FM435R




FM444R



FM430R

Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade

BC



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Rundgriff

Micro Scissors (Spring Type) with Round Handle

BC



165 mm, 6 1/2"

1/1



Scheren – Scissors

Mikro-Federschere mit Rundgriff
Micro Scissors with Round Handle

25°



FM476R

45°



FM477R

60°



FM478R

90°



FM479R

125°



FM480R

gerade
straight

aufgebogen
curved
on flat

Feines Blatt
Fine blade



FM482R



FM483R



FM484R



FM485R



FM486R



FM488R



FM481R

Sehr feines Blatt
Delicate blade



FM489R



FM490R



FM491R



FM492R



FM493R

Sehr feines Blatt,
1 Blatt mit Knopf
Delicate blade,
with 1 probe
pointed blade



FM504R



FM505R



FM506R



FM507R




FM508R

Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade



FM503R

BC




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Rundgriff

Micro Scissors (Spring Type) with Round Handles

BC



FM042R

Mikro-Schere
Micro scissors
180 mm, 7"




FD251R

Mikro-Schere
Micro scissors
180 mm, 7"



FM043R

Mikro-Schere
Micro scissors
180 mm, 7"



FD252R


Mikro-Fadenschere
für Nahtmaterial von 6/0 und kleiner - 8/0 und kleiner
Micro ligature scissors
for suture material 6/0 and smaller - 8/0 and smaller
180 mm, 7"



Scheren – Scissors

Feine Scheren – große Ringform
Delicate Scissors – Large Ring Design

BC




BC004R

BC005R

BC004R-BC005R

115 mm, 4 1/2"



BC006R

BC007R

JOSEPH

BC006R-BC007R

150 mm, 6"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Feine Scheren – große Ringform

Delicate Scissors – Large Ring Design



STEVENS

BC008R-BC011R

Präparierscheren

Dissecting scissors

115 mm, 4 1/2"



BC008R

spitz
sharp




BC009R

spitz
sharp



BC010R

stumpf
blunt



BC011R

stumpf
blunt

1/1



BC020R



BC021R

1/1

1/2

BC020R-BC021R

Präparier- und Strabismusscheren

Dissecting- and strabismus scissors

115 mm, 4 1/2"



BC022R



BC023R

1/1

1/2

METZENBAUM

BC022R-BC023R

Präparierscheren

Dissecting scissors


145 mm, 5 3/4"



Scheren – Scissors

Feine Scheren – große Ringform
Delicate Scissors – Large Ring Design


BC



REYNOLDS-JAMESON

BC015R

Gefäß-Schere
Vascular scissors
140 mm, 5 1/2"



Außenkanten der Blätter halbscharf
blades outside semi-sharp

BC017R

Nerv-Präparierschere
Nerve dissecting scissors
140 mm, 5 1/2"



RAGNELL

BC026R-BC029R

Besonders flache Spitzen zum Präparieren
und Unterminieren der Haut
Special flat points for dissecting and
undermining the skin




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Feine Scheren

Delicate Scissors

BC




BC100R

BC101R

BC100R-BC101R

90 mm, 3 1/2"




BC056R

BC057R

BC056R-BC057R

90 mm, 3 3/4"



BC060R

BC061R

BC060R-BC061R

105 mm, 4 1/8"




BC064R

BC065R

BC064R-BC065R

120 mm, 4 3/4"






Scheren – Scissors

Feine Scheren
Delicate Scissors


BC



BC110R-BC117R
110 mm, 4 $\frac{3}{8}$ "




BC110R



BC111R



BC112R



BC113R



BC117R

seitwärts gebogen
curved to side

$\frac{1}{1}$



BC106R-BC107R
115 mm, 4 $\frac{1}{2}$ "



BC106R



BC107R

$\frac{1}{1}$



DO210R-DO211R
120 mm, 4 $\frac{3}{4}$ "



DO210R



DO211R

$\frac{1}{1}$



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Feine Scheren

Delicate Scissors



BC130R



BC131R



BC135R

1/1

BC130R-BC135R


120 mm, 4 ³/₄"



BC140R



BC141R



BC144R



BC145R

1/1

BC140R-BC145R

130 mm, 5 ¹/₈"

BC






Scheren – Scissors

Feine Scheren
Delicate Scissors


BC



CHADWICK

BC153R


115 mm, 4 1/2"



QUINBY

D0218R

130 mm, 5 1/8"



BC050R

110 mm, 4 3/8"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Feine Scheren

Delicate Scissors



seitwärts gebogen
curved to side

PERWITZSCHKY

OM489R

Speichelgangschere

Salival scissors

100 mm, 4 1/2"



seitwärts abgewinkelt
angled to side

BC033R

115 mm, 4 1/2"



1 Blatt mit Knopf
with 1 probe pointed blade

BC030R

120 mm, 4 3/4"



1 Blatt mit Sondenspitze
with 1 probe pointed blade

BC034R

145 mm, 5 3/4"




Scheren – Scissors

Feine Scheren

Delicate Scissors

BC



1 Schneide gezahnt
1 blade serrated

LA GRANGE

BC154R


110 mm, 4 $\frac{3}{8}$ "



abgewinkelt,
1 Schneide gezahnt
angled on flat,
1 blade serrated

D0252R

125 mm, 5"



1 Schneide fein gezahnt
1 blade fine serrated

D0251R

130 mm, 5 $\frac{1}{8}$ "



seitwärts abgewinkelt,
1 Schneide gezahnt
angled to side,
1 blade serrated

LOCKLIN

D0219R

155 mm, 6"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Feine Scheren

Delicate Scissors

BC




JOSEPH

BC156R-BC157R

150 mm, 6"



BC156R



BC157R


1/1



KELLY

BC160R-BC161R

175 mm, 7"



BC160R



BC161R

1/1

INCHES



Scheren – Scissors

Chirurgische Scheren


Surgical Scissors

BC



BC320R-BC330R

Standard-Modelle
Standard patterns




BC320R	BC321R	BC323R	BC324R	BC325R	BC326R	BC327R	BC328R	BC330R
105 mm	115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm	185 mm	200 mm
4 1/8"	4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"	7 1/4"	8"



BC421R-BC428R

Standard-Modelle
Standard patterns



BC421R	BC423R	BC424R	BC425R	BC426R	BC427R	BC428R
115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm	185 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"	7 1/4"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors


Chirurgische Scheren

Surgical Scissors




BC303R-BC304R

schlanke Modelle
slender patterns



BC496R

Wundrandschere
Scissors for wound edges
130 mm, 5 1/8"



BC403R-BC404R

schlanke Modelle
slender patterns



BC497R

Wundrandschere
Scissors for wound edges
130 mm, 5 1/8"



Scheren – Scissors

Chirurgische Scheren


Surgical Scissors

BC



BC313R-BC317R

Standard-Modelle
Standard patterns




BC313R	BC314R	BC315R	BC316R	BC317R
130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm
5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"



COOPER

BC411R-BC417R

Standard-Modelle
Standard patterns




BC411R	BC413R	BC414R	BC415R	BC416R	BC417R
115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"



Scheren – Scissors
 Chirurgische Scheren
 Surgical Scissors


BC



BC341R-BC346R

Standard-Modelle
 Standard patterns

BC341R	BC343R	BC344R	BC345R	BC346R
115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"



BC441R-BC445R

Standard-Modelle
 Standard patterns

BC441R	BC443R	BC444R	BC445R
115 mm	130 mm	145 mm	150 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"




Scheren – Scissors


Chirurgische Scheren

Surgical Scissors


BC



BC374R



BC474R



BC464R

DEAVER

BC374R-BC474R

Chirurgische Scheren mit Flachschluss

Surgical scissors with flat lock

145 mm, 5 3/4"



BC503R	BC504R	BC506R
130 mm	145 mm	165 mm
5 1/8"	5 3/4"	6 1/2"

BC503R-BC506R

Inzisions-Scheren

Incision scissors



SYSTRUNK

BC521R

Nagelspaltschere

Nail splitting scissors

130 mm, 5 1/8"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle

Dissecting Scissors, Delicate Patterns



GRAEFE

OC415R

Präparierschere

Dissecting scissors

100 mm, 4"



BC164R


BC165R

BC164R-BC165R

Präparierscheren

Dissecting Scissors

115 mm, 4 1/2"



LITTLER

BC163R

Präparierschere
mit Fadenbohrung in der Spitze

Dissecting scissors,
tips with eye for suture

115 mm, 4 1/2"




COTTLE

OK374R

Bulldog-Schere

Bulldog scissors

115 mm, 4 1/2"



KILNER

BC162R

feine Präparierschere

delicate dissecting scissors


115 mm, 4 1/2"



Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle
Dissecting Scissors, Delicate Patterns


BC



COTTLE-MASING

OK365R-OK367R

Scheren für die plastische Chirurgie
Scissors for plastic surgery
105 mm, 4 1/8"



COTTLE-KNAPP

OK368R-OK369R

Scheren für die plastische Chirurgie
Scissors for plastic surgery
105 mm, 4 1/8"



FOMON

OK372R-OK373R

Nasenflügelscheren
Lower lateral scissors



LANDOLT

OC430R

Enukleationsschere
Enucleation scissors
120 mm, 4 3/4"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle

Dissecting Scissors, Delicate Patterns




STEVENS

BC186R-BC187R

Gefäß- und Sehnenscheren

Vascular- and tendon scissors

100 mm, 4"



BC186R

BC187R

»grazil«




STEVENS

OK366R

feine Präparierschere

delicate dissecting scissors

110 mm, 4 3/8"




STEVENS

BC170R-BC195R

Gefäß- und Sehnenscheren

Vascular- and tendon scissors



BC170R

110 mm

4 3/8"

spitz

sharp

BC171R

110 mm

4 3/8"

spitz

sharp

BC172R

110 mm

4 3/8"

stumpf

blunt

BC173R

110 mm

4 3/8"

stumpf

blunt

BC194R

125 mm

5"

stumpf

blunt

BC195R

125 mm

5"

stumpf


blunt



Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle
Dissecting Scissors, Delicate Patterns

BC



KILNER

BC166R-BC168R


besonders flache Spitzen zum Präparieren
und Unterminieren der Haut
special flat points for dissecting and
undermining the skin



Außenkanten der Blätter
halbscharf
blades outside
semi-sharp

BC628R


Nerv-Präparierschere
Nerve dissecting scissors
150 mm, 6"



JAMESON-WERBER

BC175R

Präparierschere
Dissecting scissors
130 mm, 5 1/8"



JAMESON

BC177R

Präparierschere
Dissecting scissors
150 mm, 6"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle

Dissecting Scissors, Delicate Patterns




REYNOLDS

BC180R-BC181R

Präparierscheren

Dissecting scissors




POTTS

BC178R

Präparierschere

Dissecting scissors

180 mm, 7"




DE BAKES

BC629R

Arteriotomie-Schere

Arteriotomy scissors

175 mm, 7"



BC630R

sehr fein
very delicate

BC631R

fein
delicate

TÖNNIS-ADSON

BC630R-BC631R

Präparierscheren

Dissecting scissors


175 mm, 7"



Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle
Dissecting Scissors, Delicate Patterns

BC



BC633R

sehr fein
very delicate

BC634R

fein
delicate


BC635R

fein
delicate

TÖNNIS


BC633R-BC635R

Präparierscheren
Dissecting scissors
180 mm, 7"




BC184R

125 mm
5"



BC188R

195 mm
7 3/4"




BC189R

195 mm
7 3/4"

GORNEY

BC184R-BC189R

Präparierscheren für plastische Chirurgie
Schneiden: außen halbscharf
innen fein gezahnt
Dissection scissors for plastic surgery
Blades: outside semi-sharp
inside fine serrated



BC672R

Knorpelschere,
Blätter außen und innen schneidend
Cartilage scissors,
blades cutting on both sides
185 mm, 7 1/4"



Scheren – Scissors


Chirurgische und Präparierscheren
Surgical and Dissecting Scissors

BC




MAYO

BC544R-BC557R



BC544R	BC545R	BC547R
140 mm	155 mm	170 mm
5 1/2"	6"	6 3/4"




BC554R	BC555R	BC557R
140 mm	155 mm	170 mm
5 1/2"	6"	6 3/4"



MAYO-STILLE

BC570R-BC575R



BC570R	BC572R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"



BC573R	BC575R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"




Scheren – Scissors


Präparierscheren

Dissecting Scissors

BC



BC576R	BC578R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"




BC577R	BC579R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"

MAYO-STILLE

BC576R-BC579R

mit abgeschrägten Schneiden
with chamfered blades



BC562R	BC564R
190 mm	215 mm
7 1/2"	8 1/2"



BC563R	BC565R
190 mm	215 mm
7 1/2"	8 1/2"

MAYO

BC562R-BC565R

mit abgeschrägten Schneiden
with chamfered blades



MILLIMETERS


Scheren – Scissors

Präparierscheren


Dissecting Scissors



1/2



BC566R



1/1

BC569R


MAYO-NOBLE

BC566R-BC569R

breite Modelle

broad patterns

170 mm, 6 3/4"



BC560R



1/1

BC561R

MAYO-HARRINGTON

BC560R-BC561R

230 mm, 9"

INCHES



Scheren – Scissors


Präparierscheren

Dissecting Scissors

BC



BC580R



BC581R


STILLE

BC580R-BC581R

150 mm, 6"



BC590R




BC591R

LEXER

BC590R-BC591R

schmal
narrow
165 mm, 6 1/2"



MAYO-LEXER

BC592R

Standard-Modell
Standard pattern
165 mm, 6 1/2"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors
 Präparierscheren
 Dissecting Scissors

BC



BC584R	BC585R
165 mm	200 mm
6 1/2"	8"



BC587R	BC588R	BC589R
165 mm	200 mm	210 mm
6 1/2"	8"	8 1/4"



MAYO

BC584R-BC589R



Scheren – Scissors

Präparierscheren

Dissecting Scissors

BC




1/2

BABY-METZENBAUM

BC600R-BC603R

145 mm, 5 3/4"



BC600R


BC603R

1/1



METZENBAUM

BC680R-BC683R



BC680R

200 mm

8"

BC683R

160 mm


6 1/4"

1/1



METZENBAUM

BC601R-BC607R



BC601R

145 mm

5 3/4"

BC602R


180 mm

7"

BC604R

200 mm

8"



BC605R

145 mm

5 3/4"

BC606R

180 mm

7"

BC607R

200 mm


8"

1/1

MILLIMETERS

Scheren – Scissors
 Präparierscheren
 Dissecting Scissors


BC



BC611R	BC612R	BC613R	BC614R
230 mm	250 mm	280 mm	305 mm
9"	10"	11"	12"



NELSON-METZENBAUM
 BC611R-BC625R




BC615R	BC616R	BC618R	BC619R	BC625R
230 mm	250 mm	280 mm	305 mm	350 mm
9"	10"	11"	12"	14"



Scheren – Scissors

Präparierscheren, Kapselscheren
Dissecting Scissors, Cartilage Scissors


BC



WELLER

BC620R

Präparierschere, kräftiges Modell
Dissecting scissors, heavy pattern
280 mm, 11"



RESANO

BC595R

Kapselschere
Cartilage scissors
250 mm, 10"



MILLIMETERS


Scheren – Scissors

SuperCut Scheren
SuperCut Scissors

BC




BC900R-BC901R
110 mm, 4 3/8"



JAMESON
BC911R-BC915R



JOSEPH
BC916R-BC917R
150 mm, 6"



GORNEY
BC920R-BC921R
195 mm, 7 3/4"



Scheren – Scissors

SuperCut Scheren
SuperCut Scissors

BC




BC924R BC925R

MAYO

BC924R-BC925R

165 mm, 6 1/2"



BC930R BC931R

BABY-METZENBAUM

BC930R-BC931R

115 mm, 4 1/2"



BC934R BC937R

145 mm 180 mm

5 3/4" 7"

METZENBAUM

BC934R-BC937R




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

DUROTIP® Feine Scheren

DUROTIP® Delicate Scissors



»grazil«



DUROTIP®-Scheren
mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden

- 3 Jahre Garantie!
- Hervorragende Schnitthaltigkeit
- Lange Lebensdauer
- Vergoldete Ring


DUROTIP® Scissors
with inserted carbide cutting edges

- 3 years guarantee!
- Excellent cutting accuracy
- Long working life
- Gold-plated rings



BC210R-BC211R

Fadenscheren
Ligature scissors
110 mm, 4 3/8"



BC210R


BC211R



GOLDMAN-FOX

DO250R

130 mm, 5 1/8"




1 Schneide gezahnt
1 blade serrated



DO208R-DO209R

120 mm, 4 3/4"




DO208R

DO209R

BC





Scheren – Scissors
DUROTIP® Chirurgische Scheren
DUROTIP® Surgical Scissors

BC




1/2

BC224R-BC234R

145 mm, 5 3/4"



BC224R



BC234R

1/1



1/2

BC231R

145 mm, 5 3/4"



1/1



1/2

BC228R

145 mm, 5 3/4"




1/1



MILLIMETERS

Scheren – Scissors
 DUROTIP® Präparierscheren
 DUROTIP® Dissecting Scissors




BC



MAYO

BC250R-BC253R



BC250R	BC252R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"



BC251R	BC253R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"



MAYO

BC242R-BC559R



BC242R	BC558R
170 mm	230 mm
6 3/4"	9"




BC243R	BC559R
170 mm	230 mm
6 3/4"	9"



Scheren – Scissors

DUROTIP® Präparierscheren
DUROTIP® Dissecting Scissors

BC




LEXER

BC283R

schmal
narrow

165 mm, 6 1/2"



MAYO-LEXER

BC284R

165 mm, 6 1/2"



BC256R

BC257R

BC256R-BC257R

115 mm, 4 1/2"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

DUROTIP® Präparierscheren

DUROTIP® Dissecting Scissors

»grazil«



BC




1/2

BABY-METZENBAUM

BC258R-BC259R

145 mm, 5 3/4"



BC258R

BC259R

1/1




1/2

TÖNNIS-ADSON

BC273R

175 mm, 7"



1/1



Scheren – Scissors


DUROTIP® Präparierscheren
DUROTIP® Dissecting Scissors

BC



METZENBAUM

BC270R-BC277R




BC270R	BC274R	BC276R
180 mm	200 mm	230 mm
7"	8"	9"

BC271R	BC275R	BC277R
180 mm	200 mm	230 mm
7"	8"	9"




NELSON-METZENBAUM

BC279R-BC285R



BC279R	BC281R	BC282R
260 mm	280 mm	285 mm
10 1/4"	11"	11 1/4"



NELSON-METZENBAUM

BC285R





350 mm, 14"



Scheren – Scissors

DUROTIP® Präparierscheren

DUROTIP® Dissecting Scissors



BC260R

BC262R

145 mm

180 mm

5 3/4"

7"

BC261R

BC263R

BC265R

145 mm

180 mm

200 mm

5 3/4"

7"

8"

METZENBAUM

BC260R-BC265R



BC266R

200 mm

9"

BC267R

230 mm

9"

BC289R

300 mm

12"

NELSON-METZENBAUM (MC INDÖE)

BC266R-BC289R



breite Blattenden
broad blade ends


METZENBAUM

BC287R

230 mm, 9"

BC






Scheren – Scissors

DUROTIP® Scheren
DUROTIP® Scissors

BC




BC293R	BC299R
230 mm	350 mm
9"	14"

WERTHEIM

BC293R-BC299R

Präparierscheren
Dissecting scissors



BC290R	BC291R	BC292R
200 mm	230 mm	350 mm
8"	9"	14"

SIMS

BC290R-BC292R

Uterusscheren
Uterine scissors





MILLIMETERS

Scheren – Scissors

DUROTIP® Scheren

DUROTIP® Scissors




BC551R

BJ551R

BC552R

BJ552R



1 Schneide gezahnt
1 blade serrated

DP552R

Draht- und Bleischere

Wire cutting scissors

120 mm, 4 3/4"



BC551R

255 mm

10"

BC552R


250 mm

10"

BC551R-BJ552R

Hysterektomiescheren, stark gebogen, passend zu den Parametriumklemmen BJ551R und BJ552R.

Hysterectomy scissors, strongly curved, fitting parametrium clamps BJ551R and BJ552R.



DE BAKEY

BC245R


Gefäßschere

Vascular scissors

220 mm, 8 3/4"

BC





Scheren – Scissors

DUROTIP® Scheren mit **W**ellenschliff

DUROTIP® **W**avecut Scissors

Wellenschliff
verhindert das Herausgleiten
des Gewebes

Wavecut
prevents tissue
from slipping out



Artikel mit dem Zusatz **W**
sind auf einer Schnittfläche
mit Wellenschliff versehen
(bei Bestellungen bitte an-
geben – z.B. BC211W)

W directly after the
catalog number indicates
that the resp. item has one
serrated cutting edge.
(When ordering please
indicate together with the
catalog number e.g.
BC211W)

»grazil«




BC211W

Fadenschere

Ligature scissors

110 mm, 4 3/8"




BC231W

Chirurgische Schere

Surgical Scissors

145 mm, 5 3/4"




MAYO

BC253W

Präparierschere

Dissecting scissors

170 mm, 6 3/4"




LEXER

BC283W

Präparierschere, schmal

Dissecting scissors, slender

165 mm, 6 1/2"



MAYO-LEXER


BC284W

Präparierschere

Dissecting scissors

165 mm, 6 1/2"

BC




MILLIMETERS


Scheren – Scissors

DUROTIP® Präparierscheren mit  Wellenschliff
DUROTIP®  Wavecutf Dissecting Scissors

»grazil«




BC



BC257W


115 mm, 4 1/2"



BABY-METZENBAUM

BC259W


145 mm, 5 3/4"



TÖNNIS-ADSON

BC273W


175 mm, 7"



METZENBAUM

BC271W-BC277W


BC271W	BC275W	BC277W
180 mm	200 mm	230 mm
7"	8"	9"



NELSON-METZENBAUM

BC279W-BC281W

BC279W	BC281W
260 mm	280 mm
10 1/4"	11"



Scheren – Scissors


DUROTIP® Präparierscheren mit **W**ellenschliff
DUROTIP® **W**avecut Dissecting Scissors



BC261W	BC263W	BC265W
145 mm	180 mm	200 mm
5 3/4"	7"	8"

METZENBAUM


BC261W-BC265W



NELSON-METZENBAUM

BC267W


230 mm, 9"



METZENBAUM

BC287W

230 mm, 9"




SIMS

BC290W-BC291W

Uterusscheren
Uterine scissors

BC




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

DUROTIP® Ligaturscheren mit  Wellenschliff

DUROTIP®  Wavecut Ligature Scissors




speziell zum Schneiden von Nahtmaterial


- Hartmetalleinlagen gewähren dauerhafte Schnittschärfe (auch im distalen Bereich der Scherenblätter)
- der Spezial-  Wellenschliff verhindert das Abgleiten des Nahtmaterials
- DURTIP®-Ligaturscheren sind gekennzeichnet mit 1 vergoldeten Ring

especially for cutting suture materials

- Carbide inserts guarantee permanent cutting edge (also in the distal area of the blades)
-  Wavecut prevents suture materials from slipping out
- DURTIP® ligature scissors are identified by 1 goldplated ring




BC294W-BC298W



BC294W

145 mm


5 3/4"



BC295W

180 mm


7"



BC296W

230 mm

9"



BC297W

260 mm

10 1/4"

BC298W

350 mm

14"

1/1



Scheren – Scissors Präparierscheren Noir Dissecting Scissors Noir

BC

»grazil«



BC257B

115 mm, 4 1/2"

»grazil«




BABY-METZENBAUM

BC259B

145 mm, 5 3/4"

»grazil«



BC271B

180 mm

7"

BC275B

200 mm

8"

BC261B

145 mm

5 3/4"

BC263B

180 mm

7"

BC265B

200 mm

8"



METZENBAUM

BC261B-BC275B



BC283B

BC284B



MAYO-LEXER

BC283B-BC284B

165 mm, 6 1/2"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Präparierscheren Noir mit Wellenschliff

Wavecut Dissecting Scissors Noir



Wellenschliff verhindert das Herausgleiten des Gewebes während des Schneidens

Wavecut prevents tissue from slipping out during the cutting process



BC257WB

115 mm, 4 1/2"



BABY-METZENBAUM

BC259WB

145 mm, 5 3/4"



Scheren – Scissors

Präparierscheren Noir mit **W**ellenschliff
Wavecut Dissecting Scissors Noir



METZENBAUM

BC261WB-BC275WB



BC261WB	BC263WB	BC265WB
145 mm	180 mm	200 mm
5 ³ / ₄ "	7"	8"

BC271WB	BC275WB
180 mm	200 mm
7"	8"



MAYO-LEXER


BC283WB-BC284WB

165 mm, 6 ¹/₂"



BC283WB	BC284WB
---------	---------

BC



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Gefäßscheren

Micro Vascular Scissors

BC



DIETHRICH-POTTS
180 mm, 7"

1/1



Scheren – Scissors

Mikro-Gefäßscheren


Micro Vascular Scissors

BC


25°

**BC522R**


45°

**BC523R**


60°

**BC524R**



90°

**BC525R**



125°

**BC526R**

Standard Blatt
Standard blade

**BC531R****BC532R****BC533R****BC534R****BC535R**

Sehr feines Blatt
Delicate blade

**BC515R****BC516R****BC517R****BC518R****BC519R**

Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Gefäßscheren

Cardiovascular Scissors


BC



DE BAKEY

BC656R-BC657R


155 mm, 6"



DIETRICH-HEGEMANN

BC662R-BC664R

180 mm, 7"



POTTS-DE MARTEL

BC647R-BC649R

185 mm, 7 1/4"



DIETRICH

BC653R-BC654R

170 mm, 6 3/4"




Scheren – Scissors

Gefäßscheren

Cardiovascular Scissors

BC




55°
aufgebogen
55°
angled on flat

POTTS-SMITH

BC646R

Gefäßschere
Cardiovascular scissors
180 mm, 7"




60°

POTTS-SMITH

BC652R

Gefäßschere
Cardiovascular scissors
180 mm, 7"




POTTS-DE
MARTEL
BC650R
60°

MILLS
BC651R
60°

BC650R-BC651R

Gefäßscheren
Cardiovascular scissors
220 mm, 8 3/4"



45°

DE BAKY

BC669R

Offset-Schere, S-förmig
Offset scissors, s-shaped
155 mm, 6"



55°

FAVOLORO

BC670R


Gefäßschere
Cardiovascular scissors
140 mm, 5 1/2"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Scheren für Gefäß- und Neurochirurgie
Scissors for Vascular and Neuro Surgery




SCHMIEDEN-TAYLOR

BC660R

Duraschere

Dura scissors

155 mm, 6"




STRULLY

BC644R

Gefäßschere

Vascular scissors

220 mm, 8 3/4"



BC642R

Gefäßschere

Vascular scissors

225 mm, 9"



Scheren – Scissors

Scheren für Gefäß- und Neurochirurgie
Scissors for Vascular and Neuro Surgery


BC



BARRÉ

BC715R

280 mm, 11"



STRULLY

BC645R

220 mm, 8 3/4"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Scheren für die Gefäßchirurgie
Scissors for Vascular Surgery

BC



BC658R


gerade
sehr fein
straight
very
delicate

BC659R

gebogen
sehr fein
curved
very
delicate

BC658R-BC659R


190 mm, 7 1/2"



THOREK

BC636R


180 mm, 7"



POTTS-SMITH

BC643R

190 mm, 7 1/2"



COOLEY

BC597R


190 mm, 7 1/2"



Scheren – Scissors

Scheren für Gefäßchirurgie
Scissors for Vascular Surgery


BC



KLINKENBERG-LOTH

BC640R

230 mm, 9"



SATINSKY

BC641R

245 mm, 9 3/4"




Scheren – Scissors

Knochenschere

Bone Shears

BC



KILLIAN

OP130R

200 mm, 8"



MÜHLING

FO216R

210 mm, 8 1/4"



Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology



SIMS

BC721R-BC743R



BC721R	BC723R
200 mm	230 mm
8"	9"



BC741R	BC743R
200 mm	230 mm
8"	9"



SIMS


BC746R-BC748R



BC746R	BC748R
200 mm	230 mm
8"	9"



BC




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie

Scissors for Deep Operations and for Gynecology


BC



SIMS

BC731R


200 mm, 8"



SIMS

BC708R

210 mm, 8 1/4"



WERTHEIM

BC702R-BC704R


BC702R	BC703R	BC704R
145 mm	200 mm	230 mm
5 3/4"	8"	9"



Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology

BC




SIEBOLD

BC760R

Uterusschere

Uterine scissors

245 mm, 9 ³/₄"



BOZEMANN

BC761R

Uterusschere

Uterine scissors

220 mm, 8 ³/₄"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie


Scissors for Deep Operations and for Gynecology



SIMS-SIEBOLD

BC762R

Uterusschere
Uterine scissors
250 mm, 10"



KIEBACK

BC763R-BC765R

Parametriumscheren
Parametrium scissors

BC763R	BC765R
240 mm	350 mm
9 1/2"	14"



Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology

BC



BC764R	BC766R
260 mm	350 mm
10 1/4"	9 1/2"

KIEBACK

BC764R-BC766R

Parametriumscheren, seitwärts gebogen, 1 Blatt mit Knopfspitze
Parametrium scissors, curved to side, with 1 probe pointed blade



MILLIMETERS


Scheren – Scissors

Chirurgische Scheren, kräftige Modelle

Surgical Scissors, Heavy Patterns



1/2



1/1

BC771R


Bauchdeckenschere

Abdominal scissors

160 mm, 6 1/4"



1/2



1/1

BC774R

Bauchdeckenschere

Abdominal scissors

180 mm, 7"



1/1

BC772R-BC776R

Bauchdeckenscheren

Abdominal scissors

BC772R	BC776R
160 mm	180 mm
6 1/4"	7"

160 mm

180 mm

6 1/4"

7"



Scheren – Scissors

Scheren für Geburtshilfe
Scissors for Obstetrics

BC




SCHUHMACHER

ET150R

Nabelschnurschere

Umbilical cord scissors

155 mm, 6"




ET152R

Nabelschnurschere

Umbilical cord scissors

105 mm, 4 1/8"



BC796R-BC797R

Nabelschnurscheren

Umbilical cord scissors

BC796R

135 mm

5 1/4"

BC797R

160 mm

6 1/4"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Scheren für Geburtshilfe

Scissors for Obstetrics



BRAUN-STADLER

ET140R-ET141R

Dammscheren

Episiotomy scissors



1/1

ET140R

145 mm

5 3/4"



1/1

ET141R

200 mm

8"



1/2



1/1

ET142R

Dammschere

Episiotomy scissors

240 mm, 9 1/2"

BC






Scheren – Scissors


Darmscheren, Rektumschere
Bowel Scissors, Rectal Scissors

BC



BC624R

Präparierschere
zum Durchtrennen des Darms nach
erfolgter Naht mit einem Naht-Gerät
Dissecting scissors
for cutting of the bowel after
suturing with suture device
280 mm, 11"



LLOYD-DAVIES (GOLIGHER'S)

BC621R

Rektumschere
Rectal scissors
270 mm, 10 ³/₄"



Scheren – Scissors

Rektumscheren

Rectal Scissors

BC



STELZNER

BC622R-BC623R

Rektumscheren

Rectal scissors

310 mm, 12 ³/₈"



BC622R

BC623R



BC617R

Rektumschere


Rectal scissors

325 mm, 13"



Scheren – Scissors
Rektumschere
Rectal Scissors

BC



MÜLLER

BC627R

S-förmig

S-shaped

325 mm, 13"



Scheren – Scissors
 Ligaturscheren
 Ligature Scissors

BC





Scheren – Scissors

Draht- und Blehscheren
Wire Cutting Scissors


BC



BEEBE

DP560R-DP569R

110 mm, 4 3/8"




DP560R

DP561R




DP563R

breite Blätter
broad blades



DP569R


1 Schneide gezahnt
1 blade serrated



1 Schneide
gezahnt
1 blade
serrated

DP551R

120 mm, 4 3/4"



Schneiden
gezahnt
Blades
serrated

HARVEY

BC815R

125 mm, 5"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Nagelscheren

Nail Scissors




HF400R

Nagelschere

Nail scissors

90 mm, 3 1/2"



HF409R

Nagelschere,

extra feines Modell

Nail scissors,

especially delicate pattern

90 mm, 3 1/2"




HF032R

Baby-Nagelschere

Baby nail scissors

85 mm, 3 1/8"




HF014R-HF021R

Nagelscheren

Nail scissors

HF014R	HF019R	HF020R	HF021R
90 mm	90 mm	100 mm	110 mm
3 1/2"	3 1/2"	4"	4 3/8"



HF028R-HF031R

Nagelscheren

Nail scissors

HF028R	HF030R	HF031R
95 mm	95 mm	105 mm
3 3/4"	3 3/4"	4 1/8"




Scheren – Scissors

Verbandstoff- und Verbandscheren

Bandage Scissors


BC



KNOWLES

BC847R


140 mm, 5 1/2"



KNOWLES


BC846R

145 mm, 5 3/4"



BC835R

150 mm, 6"



SMITH

BC838R

180 mm, 7"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Verband- und Kleiderscheren

Bandage- and Cloth Scissors



LISTER

BC885R-BC979R

BC885R	schwarz	black	BC975R	orange	orange
BC970R	rot	red	BC977R	pink	pink
BC971R	blau	blue	BC978R	hellgrün	light green
BC973R	gelb	yellow	BC979R	violett	violet

Universal Verband- und Kleiderstoffscherer, mit gezahnten Schneiden, autoklavierbar bis 143 °C (3 bar)

Universal bandage- and cloth scissors, with toothed edges, autoclavable up to 143 °C (3 bar)

145 mm, 5 3/4"




BC881R-BC989R

BC881R	schwarz	black	BC985R	orange	orange
BC980R	rot	red	BC987R	pink	pink
BC981R	blau	blue	BC988R	hellgrün	light green
BC983R	gelb	yellow	BC989R	violett	violet

Universal Verband- und Kleiderstoffscherer, mit gezahnten Schneiden, autoklavierbar bis 143 °C (3 bar)

Universal bandage- and cloth scissors, with toothed edges, autoclavable up to 143 °C (3 bar)

180 mm, 7"



BC890R

Schwesternschere, autoklavierbar bis 143°C (3 bar)

Nurse's scissors, autoclavable up to 143°C (3 bar)


145 mm, 5 3/4"



Scheren – Scissors

Verband- und Kleiderscheren
Bandage- and Cloth Scissors

BC



BC860R	BC861R	BC862R	BC863R
115 mm	140 mm	180 mm	200 mm
4 1/2"	5 1/2"	7"	8"

LISTER


BC860R-BC860R



LISTER

BC876R

160 mm, 6 1/4"



BC848R	BC849R
155 mm	180 mm
6"	7"

LISTER

BC848R-BC849R



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Verbands-, Kleider- und Gipsscheren
Bandage-, Cloth- and Plaster Scissors



BC888R

Kleiderschere
Cloth scissors
205 mm, 8"



LX548R

für kleine Gipsverbände
for small plaster dressings
160 mm, 6 1/4"



SEUTIN

LX565R

230 mm, 9"



Scheren – Scissors

Gipsscheren

Plaster Scissors

BC



LX550R	LX552R
200 mm	230 mm
8"	9"

ESMARCH

LX550R-LX552R



LX553R



BRUNS

LX556R

235 mm, 9 1/4"



LX558R

auch als Kleiderschere
verwendbar
also to be used as
cloth scissors
235 mm, 9 1/4"



MILLIMETERS