



BT



Wundhaken
Wound Retractors

Wundhaken – Wound Retractors

Nerv- und Gefäßhäkchen

Nerve- and Vessel Hooks

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



WAGENER

OF282R-OF285R

150 mm, 6"



GRAEFE

OA357R-OA359R

140 mm, 5 1/2"



ST. BARTS

OF288R


Ohrhäkchen, stumpf
Hook, blunt
180 mm, 7"



Wundhaken – Wound Retractors

Nerv- und Gefäßhäkchen
Nerve- and Vessel Hooks

BT



MILLIMETERS



BROM

BT075R


Venenhäkchen
Vein hook
170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ "



CRILE

BT080R

200 mm, 8"



CUSHING

BT082R-BT083R

190 mm, 7 $\frac{1}{2}$ "

Wundhaken – Wound Retractors

Nerv- und Gefäßhäkchen

Nerve- and Vessel Hooks

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



^{1/2}
KRAYENBÜHL

FD396R-FD399R

185 mm, 7 1/4"



^{1/2}
ADSON

FD394R-FD395R


190 mm, 7 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors

Nerv- und Gefäßhäkchen
Nerve- and Vessel Hooks

BT




BT088R BT089R BT090R BT091R

CASPAR

BT088R-BT091R

Explorationshäkchen,
geknöpft
Exploration hooks,
probe-ended
245 mm, 9 3/4"



CUSHING

BT084R

280 mm, 11"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Feine Wundhäkchen (Dura- und Hauthäkchen)

Fine Wound Retractors (Dura- and Skin Retractors)

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken




1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



ROLLET
OA336R-OA338R





Wundhaken – Wound Retractors

Feine Wundhäkchen (Dura- und Hauthäkchen)
Fine Wound Retractors (Dura- and Skin Retractors)

BT



KILNER

OL610R


160 mm, 6 1/4"



MC INDOE

OL615R-OL616R

150 mm, 6"



OL616R



FREER

OL621R

150 mm, 6"



MÜLLER

OL626R

150 mm, 6"



MÜLLER

OL627R

150 mm, 6"



COTTLE

OL617R


160 mm, 6 1/4"



COTTLE

OL619R

160 mm, 6 1/4"



KLEINERT-KUTZ

OL601R-OL603R

160 mm, 6 3/8"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Feine Wundhäkchen (Dura- und Hauthäkchen)

Fine Wound Retractors (Dura- and Skin Retractors)

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken

1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



JÄGER

OA351R

135 mm, 5 1/4"



JOSEPH

OL620R-MD581R

165 mm, 6 1/2"



GILLIES

OL611R-OL612R


180 mm, 7"



Wundhaken – Wound Retractors

Feine Wundhäkchen (Dura- und Hauthäkchen)
Fine Wound Retractors (Dura- and Skin Retractors)

BT



BARSKY

OL614R

155 mm, 6"



FD375R

Durahäkchen
Dura retractor
185 mm, 7 1/4"



FISCH

FD376R


Durahäkchen
Dura retractor
185 mm, 7 1/4"



KILNER

OL206R

spitz
sharp
80 mm, 3 1/4"




8 x 12 mm

CONVERSE

OL207R

stumpf
blunt
120 mm, 4 3/4"



FD392R

Gewebekralle
Tissue pick
185 mm, 7 1/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Trachealhäkchen

Wound- and Trachea Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Trachealhäkchen
Wound- and Trachea Retractors

BT



BT132R

3,5 x 4,5 mm

BT133R

4,0 x 7,2 mm

BT134R

4,0 x 10,0 mm

1/2

BT132R-BT134R

flexibler Schaft, scharf
flexible shaft, sharp
155 mm, 6"



BT136R

4,0 x 4,5 mm

BT137R

4,0 x 7,5 mm

BT138R

4,0 x 10,2 mm

1/2

BT136R-BT138R

flexibler Schaft, stumpf
flexible shaft, blunt
155 mm, 6"



BT111R

BT112R

5,0 x 4,2 mm

BT113R

5,0 x 7,0 mm

BT114R

5,0 x 9,5 mm

1/2

BT111R-BT114R

enge Biegung, scharf
small curve, sharp
165 mm, 6 1/2"



BT116R

BT117R

4,5 x 4,2 mm

BT118R

4,5 x 7,0 mm

BT119R

4,5 x 9,5 mm

1/2

BT116R-BT119R

enge Biegung, stumpf
small curve, blunt
165 mm, 6 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Trachealhäkchen

Wound- and Trachea Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT121R

BT122R

BT123R


BT124R

7,5 x 7,5 mm 7,5 x 10,0 mm 7,5 x 14 mm

BT121R-BT124R

weite Biegung, scharf
large curve, sharp

165 mm, 6 1/2"



BT126R

BT127R

BT128R

BT129R

6,8 x 7,5 mm 6,8 x 10,0 mm 6,8 x 14 mm

BT126R-BT129R

weite Biegung, stumpf
large curve, blunt

165 mm, 6 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken mit Treangle-Griff

Retractors with Treangle Handle

BT



MANNERFELT MODIF.

BT901R

scharf

sharp

135 mm, 5 1/4"



MANNERFELT MODIF.

BT902R

scharf

sharp

155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT904R

scharf

sharp

155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT906R-BT908R

Gabelhaken, retrograd gebogen

Forked hooks, retrograded curved

155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT911R-BT913R

enge Biegung, scharf

small curve, sharp

155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT916R-BT918R

enge Biegung, stumpf

small curve, blunt

155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT921R-BT923R

weite Biegung, scharf

large curve, sharp

155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT926R-BT928R

weite Biegung, stumpf

large curve, blunt

155 mm, 6"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken mit Treangle Griff

Retractors with Treangle Handle

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



MANNERFELT MODIF.

BT933R

flexibler Schaft,
enge Biegung, scharf
flexible shaft,
small curve, sharp
155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT940R

hohlgekehlt
hollow grooved
155 mm, 6"



BT943R

15 x 6 mm



BT944R

20 x 6 mm



BT945R

25 x 6 mm



BT946R

30 x 8 mm

LANGENBECK-MANNERFELT MODIF.

BT943R-BT946R


155 mm, 6"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken mit Treangle-Griff
Retractors with Treangle Handle

BT



MANNERFELT MODIF.

BT948R-BT951R

Sattelhaken
Saddle hooks
155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT958R

Sattelhaken, gefenstert
Saddle hook, fenestrated
155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT964R

Sehnen-Doppelhaken
Tendon double hook
160 mm, 6 1/4"



MANNERFELT MODIF.

BT966R

Doppelspatel
Spatula, double-ended
160 mm, 6 1/4"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



FOMON

OL202R

145 mm, 5 3/4"



BT173R

BT174R

BT173R-BT174R

160 mm, 6 1/4"




BT177R

BT178R

LANGENBECK-GREEN

BT177R-BT178R

160 mm, 6 1/4"



BT179R

160 mm, 6 1/4"

BT



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT




Fig. A

BT193R

18 x 7 mm




Fig. B

BT194R

16 x 5 mm




Fig. C

BT195R

7 x 4 mm



Fig. D

BT196R

5 x 10 mm



Fig. E

BT197R

11 x 4 mm




Fig. F

BT198R

6 x 4 mm



¹/₂

MEYERDING

BT193R-BT198R

Fig. A - Fig. F
180 mm, 7"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



EMMET

BT161R

Fistelhaken

Fistula hook

220 mm, 8 3/4"



SIMON

BT166R

Fistelhaken

Fistula hook



SIMON

BT167R

Fistelhaken

Fistula hook

220 mm, 8 3/4"



LANGE

OL201R

Fistelhaken

Fistula hook


235 mm, 9"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Wound Retractors

BT



PAUL


OA340R

Sehnenscheidenhaken
Tendon hook
120 mm, 4 $\frac{3}{4}$ "



BT170R-BT171R

Sehnenscheidenhaken
Tendon hooks
175 mm, 7"



KLAPP

BT172R


Sehnenscheidenhaken
Tendon hook
175 mm, 7"



STRANDELL-STILLE

BT180R-BT181R

Sehnenscheidenhaken
Tendon hooks
180 mm, 7"



MASING

OL211R


140 mm, 5 $\frac{1}{2}$ "



COTTLE

OL212R

140 mm, 5 $\frac{1}{2}$ "



DESMARRES

OA310R-OA314R

140 mm, 5 $\frac{1}{2}$ "



Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Venenhaken

Wound- and Vein Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



KÖNIG

BT182R-BT183R

180 mm, 7"



CUSHING-KOCHER

BT190R

175 mm, 7"



KOCHER

BT457R-BT458R

205 mm, 8"



Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Venenhaken
Wound- and Vein Retractors

BT



13 x 6 mm

SCHOENBORN

BT192R

200 mm, 8"



BT184R

10 x 13 mm

BT185R

14 x 18 mm

CUSHING

BT184R-BT185R

205 mm, 8"



20 x 15 mm

20 x 19 mm

BT187R

205 mm, 8"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Venenhaken

Wound- and Vein Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



CUSHING


BT200R-BT202R

250 mm, 10"



BT206R

Präparationshäkchen
Small dissecting hook
235 mm, 9 1/4"



HESS

FF707R-FF709R

Nervwurzelhaken
Nerve root retractors
175 mm, 7"




Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT

5 x 10 mm




13 x 5 mm

KILNER

BT005R

155 mm, 6"



BT006R

8 x 7 mm

BT007R

8 x 7 mm


22 x 7 mm

BABY-SENN-MILLER

BT006R-BT007R

155 mm, 6"

8 x 7 mm



18 x 5,5 mm

SENN-MILLER

BT008R

165 mm, 6 1/2"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



COLLIN-HARTMANN

BT001R

150 mm, 6"



STERNBERG


OM251R	OM252R	OM253R
120 mm	130 mm	135 mm
4 1/4"	5"	5 1/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors


BT



LUER

BT010R


110 mm, 4 3/8"



ROSE

BT011R


130 mm, 5 1/8"



BABY-ROUX

BT019R

135 mm, 5 1/4"



PARKER

BT025R


135 mm, 5 1/4"



RAGNELL

BT004R


150 mm, 6"



CRILE

BT012R


110 mm, 4 3/8"



FARABEUF

BT020R

125 mm, 5"



FARABEUF

BT021R

150 mm, 6"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



36 x 44 mm

30 x 24 mm



36 x 44 mm

30 x 24 mm

PARKER

BT026R

180 mm, 7"

21 x 14 mm

17 x 14 mm



28 x 16 mm

32 x 16 mm

COLLIN

BT022R


150 mm, 6"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



ROUX

BT030R-BT033R

Satz komplett
bestehend aus:

Set complete,
consisting of:

BT031R

BT032R

BT033R

165 mm, 6 1/2"


19 x 22 mm



23 x 30 mm

BT031R


25 x 26 mm



28 x 38 mm

BT032R

28 x 29 mm



33 x 45 mm

BT033R

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



28 x 24 mm



43 x 24 mm

ROUX

BT028R

170 mm, 6 3/4"

28 x 28 mm



46 x 28 mm

ROUX

BT029R

190 mm, 7 1/2"




Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT

30 x 19 mm




33 x 25 mm

KILNER

OL219R

150 mm, 6"

35 x 29 mm




40 x 35 mm

KILNER

OL220R

150 mm, 6"

20 x 22 mm




25 x 29 mm

ROUX

BT034R

150 mm, 6"

25 x 26 mm




30 x 38 mm

ROUX

BT035R

160 mm, 6 1/4"

28 x 29 mm



33 x 44 mm

ROUX

BT036R

170 mm, 6 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



30 x 13 mm



35 x 19 mm

LANE

BT037R

230 mm, 9"

30 x 25 mm



35 x 32 mm

LANE

BT038R

230 mm, 9"

38 x 22 mm



38 x 22 mm

CZERNY

BT042R

175 mm, 7"




Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT

30 x 18 mm



25 x 10 mm


HAJEK

OL221R

165 mm, 6 1/2"

47 x 13 mm
41 x 13 mm

38 x 22 mm



37 x 25 mm
45 x 25 mm

38 x 22 mm

MATHIEU

BT040R

200 mm, 8"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite


Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



26 x 15 mm
22 x 15 mm



39 x 15 mm
43 x 15 mm

US-ARMY

BT041R

220 mm, 8 3/4"



GOELET

MD497

190 mm, 7 1/2"



CANNY-RYALL

Blattbreite
Blade width

BT047R	190 mm, 7 1/2"	16 mm
BT048R	190 mm, 7 1/2"	20 mm
BT049R	200 mm, 8"	25 mm



Wundhaken – Wound Retractors

Knochen- und Wundhaken
Bone Retractors and Retractors

BT



KOCHER
BT234R
scharf
sharp
205 mm, 8"



KOCHER
BT238R
scharf
sharp
220 mm, 8 3/4"



KOCHER
BT239R
stumpf
blunt
220 mm, 8 3/4"



VOLKMANN
BT240R
scharf
sharp
220 mm, 8 3/4"



VOLKMANN
BT241R
stumpf
blunt
220 mm, 8 3/4"



BT232R
scharf
sharp
245 mm, 9 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Knochen- und Wundhaken

Bone Retractors and Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width




VOLKMANN

BT221R

scharf

sharp

220 mm, 8 3/4"



VOLKMANN

BT222R-BT230R

225 mm, 9"




Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT

scharf
sharp



BT242R
9 x 8 mm



BT243R
9 x 13 mm



BT244R
9 x 19 mm




BT246R
9 x 29 mm



BT248R
9 x 40 mm

stumpf
blunt



BT252R
8 x 8 mm



BT253R
8 x 13 mm



BT254R
8 x 19 mm



BT256R
8 x 29 mm



BT258R
8 x 40 mm

halbscharf
semi-sharp



BT257R
8.5 x 8 mm



BT259R
8.5 x 13 mm



BT260R
8.5 x 19 mm



BT261R
8.5 x 29 mm



BT265R
8,5 x 40 mm



VOLKMANN

BT242R-BT265R

220 mm, 8 3/4"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



KOCHER

BT262R-BT276R


220 mm, 8 3/4"




Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



MILLIMETERS



BT293R

scharf
sharp

BT294R

scharf
sharp

BT295R

stumpf
blunt

BT296R

stumpf
blunt

MURPHY

BT293R-BT296R

195 mm, 7 ³/₄"

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, tiefe Form

Retractors, Deep Form

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT278R

8 Zähne, stumpf
8 prongs, blunt



BT279R

8 Zähne, halbscharf
8 prongs, semi-sharp


KÖRTE

BT278R-BT279R

Griff vertikal zum Blatt

Handle vertical to the blade

240 mm, 9 1/2"



KÖRTE

BT280R

4 Zähne, stumpf

Griff vertikal zum Blatt

4 prongs, blunt

handle vertical to the blade

230 mm, 9"



KÖRTE-WAGNER

BT290R

8 Zähne, halbscharf

8 prongs, semi-sharp


280 mm, 11"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, tiefe Form
Retractors, Deep Form

BT



ISRAEL

BT284R-BT287R

255 mm, 10"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



OLLIER

BT288R

4 Zähne, stumpf

4 prongs, blunt


230 mm, 9"



LANGENBECK

BT311R-BT316R

230 mm, 9"



BT311R

30 x 10 mm

BT315R

40 x 10 mm

BT316R

43 x 13 mm



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors


BT



LANGENBECK


BT320R-BT326R

210 mm, 8 $\frac{1}{4}$ "




BT320R

28 x 10 mm




BT321R

28 x 14 mm




BT322R

33 x 14 mm




BT323R

28 x 16 mm



BT325R

40 x 10 mm



BT326R

40 x 13 mm



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



KOCHER-LANGENBECK

BT354R-BT365R


215 mm, 8 1/2"



1/1

BT354R

25 x 6 mm



1/1

BT356R


35 x 8 mm



1/1

BT357R

35 x 11 mm



1/1

BT358R


35 x 15 mm



1/1

BT359R


41 x 11 mm



1/1

BT361R

55 x 11 mm



1/1

BT363R


70 x 14 mm



1/1

BT364R

80 x 12 mm



1/1

BT365R


80 x 16 mm



Wundhaken – Wound Retractors


Wundhaken
Retractors

BT



BT340R

210 mm, 8 1/4"



BT327R

55 x 20 mm

220 mm

8 3/4"

BT328R

63 x 20 mm

210 mm

8 1/4"

BT327R-BT328R



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT343R

215 mm, 8 1/2"



LANGENBECK

BT332R

Griff vertikal zum Blatt

Handle vertical to the blade





215 mm, 8 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Meniskushaken
Retractors and Knee Retractors

BT



SMILLIE

BT421R-BT425R
140 mm, 5 1/2"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Meniskushaken

Retractors and Knee Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors


1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT419R

225 mm, 9"



BLOUNT

BT420R

175 mm, 7"



BT430R

170 mm, 6 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



OBWEGESER

DO450R-DO455R

215 mm, 8 1/2"

DO450R

25 x 7 mm

DO451R

31 x 10 mm

DO452R

42 x 11 mm

DO453R

55 x 12 mm

DO454R

70 x 14 mm

DO455R

80 x 16 mm



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



DO460R

25 x 7 mm

DO461R

31 x 10 mm

DO462R

42 x 11 mm

DO463R

55 x 12 mm

DO464R

70 x 14 mm

DO465R

80 x 16 mm



OBWEGESER

DO460R-DO465R


215 mm, 8 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



KOCHER

BT369R-BT373R

230 mm, 9"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



SAUERBRUCH

BT351R-BT353R

225 mm, 9"



BT351R

46 x 16 mm




BT352R

55 x 22 mm



BT353R

72 x 19 mm



LAHEY

MB785R



200 mm, 8"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT404R

15 x 15 mm

220 mm

8 3/4"




BT405R

20 x 22 mm

215 mm

8 1/2"



BT406R

28 x 28 mm

235 mm

9 1/4"



MIDDELDORPF

BT404R-BT406R



GREENE

BT408R

225 mm, 9"



22 x 22 mm



1/2

BT





Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors


BT



BÜCHS

DO432R

205 mm, 8"



KRÄMER

BT464R

210 mm, 8 1/4"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



CASPAR

BT465R

210 mm, 8 1/4"



DOCKHORN

D0438R-D0439R

210 mm, 8 1/4"

BT





Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



KOCHER

BT459R

230 mm, 9"



BT460R

67 x 25 mm

BT461R

80 x 42 mm

BT462R

80 x 50 mm

BT463R

80 x 60 mm

KOCHER

BT460R-BT463R

250 mm, 10"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken





1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT






Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT540P

60 x 40 mm

BT542P

100 x 40 mm

BT545P

140 x 40 mm

Wundhaken

- Aus kohlefaserverstärktem Polymer
- Röntgendurchlässig
- Blendfrei
- Autoklavierbar 134°C/ 2 bar
- Hohe Stabilität
- Federleicht - bis zu 65% Gewichtsersparnis zu einem vergleichbaren Stahlhaken

Retractor

- Made from a carbon fibre reinforced polymer
- X-ray translucent
- Non-glare finish
- Autoclavable 134°C / 2 bar
- High stability
- Feather light - up to 65% weight reduction compared to an equivalent stainless steel retractor

BT540P-BT545P

255 mm, 10"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT




RICHARDSON-EASTMAN

BT470R

Satz komplett,
bestehend aus:

Set complete,
consisting of:

BT471R
BT472R



RICHARDSON

BT475R-BT477R

240 mm, 9 1/2"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



RICHARDSON

BT478R

240 mm, 9 1/2"



RICHARDSON

BT479R

250 mm, 10"


BT



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors


BT



KELLY

BT481R-BT484R

260 mm, 10 1/4"



MORRIS

BT329R-BT331R

245 mm, 9 3/4"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



MEYERDING

BT485R-BT487R




BT485R

52 x 16 mm

230 mm

9"




BT486R

76 x 25 mm

230 mm

9"



BT487R

89 x 50 mm

255 mm

10"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BRUNNER

BT508R-BT513R


1/2 250 mm, 10"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



Wundhaken – Wound Retractors

Varion-Wundhaken-System, DBP

Vario Retractor System, Germ. Fed. Patent

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



Wundhakenblätter
passend auf die Handgriffe
BT799R und BT800R.

Retractor blades
for handles
BT799R and BT800R.

Tiefe Depth	Breite Width						
	14 mm	18 mm	22 mm	26 mm	30 mm	40 mm	50 mm
55 mm	BT801R	BT802R	BT803R	BT804R	BT805R		
75 mm	BT806R	BT807R	BT808R	BT809R	BT810R		
95 mm	BT811R	BT812R	BT813R	BT814R	BT815R		
115 mm	BT816R	BT817R	BT818R	BT819R	BT820R		
135 mm						BT821R	
145 mm							BT822R



Wundhaken – Wound Retractors

Varion-Wundhaken-System, DBP
Vario Retractor System, Germ. Fed. Patent

Vario-Wundhaken-System mit integriertem Kaltlicht, zur zusätzlichen, intensiven Ausleuchtung des Operationsfeldes, speziell bei komplizierten, in die Tiefe gehenden Eingriffen.

Zu verwenden mit Aesculap Lichtquellen.

Vario retractor system with integrated cold light, for additional intensive illumination of deep and complicated operation fields.

To be used with Aesculap light sources.



BT800R

Handgriff mit Kaltlichtleiter,
zur Aufnahme von
Wundhakenblätter
Handle with cold light carrier
for retractor blades
280 mm, 11"

Griffstellung variabel
Handle arrangement variable



BT799R

Handgriff mit Kaltlichtleiter,
zur Aufnahme von
Wundhakenblättern
Handle with cold light carrier
for retractor blades
180 mm, 7"

BT



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, Lungenspatel

Retractors, Lung Spatulas

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite


Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



BT551R



BT552R



HARRINGTON

BT551R 123 x 45 mm

BT552R 123 x 64 mm

federnd

flexible


295 mm, 11 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, Lungenspatel
Retractors, Lung Spatulas

BT



HARRINGTON-PEMBERTON

BT553R

175 x 64 mm

federnd

flexible



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Lungenspatel

Lung Spatulas

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



ALLISON

BT559R


255 mm, 10"



ALLISON

BT560R

320 mm, 12 3/4"



ALLISON

BT561R

300 mm, 12"


BT



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, Lungenspatel
Retractors, Lung Spatulas

BT



SAUERBRUCH

BT514R

260 mm, 10 1/4"

CORYLLOS

BT521R-BT523R

255 mm, 10"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Scapula Haken

Scapula Retractor

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



DAVIDSON

BT531R

195 mm, 7 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width




MD076

10 mm

160 mm

6 1/4"

1/2



MD077

13 mm

180 mm

7"

1/2

HASSON


MD076-MD077



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors


BT



DEAYER

BT600R


180 mm, 7"
Fig. 000



DEAYER

BT601R

215 mm, 8 1/2"
Fig. 00



DEAYER

BT606R

235 mm, 9 1/4"
Fig. 0



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



DEAVER

BT602R

Fig. 1
300 mm, 12"



DEAVER

BT603R

Fig. 2
315 mm, 12 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



DEAVER

BT607R


Fig. 2 1/2
365 mm, 14 1/2"



DEAVER

BT604R

Fig. 3
300 mm, 12"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width




DEAVER

BT605R

Fig. 4

310 mm, 12 1/4"



DEAVER

BT608R

Fig. 5

320 mm, 12 3/4"

BT



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



DEAVER

BT611R

Fig. 1
310 mm, 12 1/4"



DEAVER

BT613R

Fig. 3
310 mm, 12 1/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



DEAVER

BT614R

Fig. 4

305 mm, 12"



DEAVER

BT615R

Fig. 5


310 mm, 12 1/4"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



LERICHE

BT730R

255 mm, 10"



LERICHE

BT732R

275 mm, 10 ³/₄"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width




KÜMMEL

BT740R

biegsam

malleable

285 mm, 11 1/4"



KÖRTE

BT742R

300 mm, 12"


BT



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken für Eingriffe in der Tiefe (Bauchdeckenhaken)
Retractors for Deep Surgery (Abdominal Retractors)

BT



MIKULICZ

BT618R

255 mm, 10"

MIKULICZ

BT621R

240 mm, 9 1/2"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken für Eingriffe in der Tiefe (Bauchdeckenhaken)

Retractors for Deep Surgery (Abdominal Retractors)

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



MIKULICZ

BT622R	250 mm	10"
BT623R	250 mm	10"
BT624R	260 mm	10 1/4"

BT






Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken für Eingriffe in der Tiefe (Bauchdeckenhaken)

Retractors for Deep Surgery (Abdominal Retractors)

BT



KELLY

BT630R-BT633R

260 mm, 10 1/4"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Pelvishaken

Pelvis Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



ST. MARKS

BT670R

290 mm, 11 1/2"



ST. MARKS


BT672R

330 mm, 13 1/8"



Wundhaken – Wound Retractors
Pelvishaken
Pelvis Retractors

BT



ST. MARKS

BT674R

330 mm, 13 1/8"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



MÜLLER

BT626R

270 mm, 10 ³/₄"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, Bauchdeckenhaken
Retractors, Abdominal Retractors


BT



TUDOR-EDWARDS

BT500R

205 mm, 8"



TUFFIER

BT617R

215 mm, 8 1/2"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, Bauchdeckenhaken

Retractors, Abdominal Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



Länge Length	Breite Width		
	35 mm	45 mm	60 mm
60 mm	EL631R	EL634R	EL637R
90 mm	EL632R	EL635R	EL638R
120 mm	EL633R	EL636R	EL639R
160 mm		EL642R	EL644R

DOYEN

EL631R-EL644R

240 mm, 9 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors


Wundhaken, Bauchdeckenhaken
Retractors, Abdominal Retractors

BT




BT655R

Fig. 1
32 x 40 mm




BT656R

Fig. 2
34 x 50 mm



BT657R

Fig. 3
41 x 60 mm



BT658R


Fig. 4
46 x 75 mm



FRITSCH

BT655R-BT659R

235 mm, 9 1/4"



BT659R

Fig. 5
64 x 85 mm



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken, Bauchdeckenhaken

Retractors, Abdominal Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken


1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm


2nd number = width



DOYEN

BT667R

250 mm, 10"



DOYEN

BT669R

260 mm, 10 1/4"

BT

INCHES



Wundhaken – Wound Retractors

Bauchdeckenhaken
Abdominal Retractors

BT



$\frac{1}{3}$

DOYLE

BT721R	48 x 90 mm
BT723R	48 x 105 mm
BT724R	48 x 120 mm
BT725R	48 x 135 mm

280 mm, 11"



BT703R

Kette (BT704R) mit Gewicht (EL747R/645 g)
Chain (BT704R) with weight (EL747R/645 g)
790 mm, 31"




MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Bauchdeckenhaken


Abdominal Retractors



ROCHARD

BT711R	48 x 90 mm
BT712R	48 x 105 mm
BT713R	48 x 120 mm
BT714R	48 x 135 mm
BT715R	48 x 155 mm

310 mm, 12 1/4"



ROCHARD

BT710R

Fixiervorrichtung für
BT711R - BT715R

Fixation device for
BT711R - BT715R

190 mm, 8"



ROCHARD

BT710R-BT711R




Wundhaken – Wound Retractors

Bauchdeckenhaken Abdominal Retractors

Befestigungsgestelle zu verwenden mit:
BT710R Fixiervorrichtung und
BT711R – BT715R ROCHARD Bauchdeckenhalter
Mounting frames to be used with:
BT710R Fixation device and
BT711R – BT715R ROCHARD abdominal retractors

BT




ROCHARD

BT709R

Befestigungsgestell zur Fixierung an den Seitenschienen der OP-Tische, zerlegbar zur Aufbereitung und Sterilisation.

Mounting frame for fastening to the lateral bars of the operating tables, can be dismantled for decontamination and sterilization.



ROCHARD

BT708R

Befestigungsgestell mit beidseitiger Fixierung an den Seitenschienen der OP-Tische, dadurch mehr Stabilität, zur Aufbereitung und Sterilisation zerlegbar.

Mounting frame for fastening to both sides of the is given, can be dismantled for decontamination and sterilization.



Wundhaken – Wound Retractors

Bauch- und Darmspatel
Abdominal and Intestinal Spatulas

BT

REVERDIN

BT749R

285 mm, 11 1/4"

HABERER

BT758R

biegsam
malleable

305 mm, 12"

RIBBON

BT756R	25 mm
BT761R	30 mm
BT762R	40 mm
BT763R	50 mm

biegsam
malleable

330 mm, 13 1/8"

TUFFIER

BT750R

biegsam
malleable

200 mm, 8"

BT751R	12 mm	200 mm	8"
BT752R	17 mm	200 mm	8"
BT755R	25 mm	250 mm	10"

biegsam
malleable



Wundhaken – Wound Retractors

Bauch- und Darmspatel
Abdominal- and Intestinal Spatulas

BT




KADER

BT746R 30 mm

BT747R 40 mm

270 mm, 10 $\frac{3}{4}$ "



biegsam
malleable

BT773R 30 mm

BT774R 40 mm

BT775R 50 mm

BT776R 60 mm

BT777R 70 mm

410 mm, 16"



Wundhaken – Wound Retractors

Prostata- und Urethra-Reraktoren

Prostate- and Urethral Retractors

BT



BT680R

Prostata-Re retraktor

Prostate retractor

360 mm, 14 $\frac{3}{8}$ "



BT681R

Urethra-Re retraktor

Urethral retractor

390 mm, 15 $\frac{1}{2}$ "



Wundhaken – Wound Retractors

Kropflöffel, Blutschöpfer
Depressor, Blood Scoops

BT




KOCHER

BT795R

Kropflöffel

Depressor, spoon shaped

220 mm, 8 ³/₄"



BT780R

Blutschöpfer, 50 ccm

Blood scoop, 3 cu. inches



MILLIMETERS