



GK



Elektrochirurgie
Electrosurgery

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Elektrodenhandgriffe

Electrode Handles

MONOPOLAR

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin, Erbe ACC/ICC/VIO
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin, Erbe ACC/ICC/VIO



GN209


Elektrodenhandgriff, mit Doppelfingertastern
Electrode handle, with two finger pushbuttons



GN207

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin



GN203-GN205

Kabel für Elektrodenhandgriff
Cable for electrode handle

GN203	GN205
3,5 m	5,0 m

passend für Geräte von Erbe ACC/ICC/VIO
suitable for devices from Erbe ACC/ICC/VIO



GN213-GN215

Kabel für Elektrodenhandgriff
Cable for electrode handle

GN213	GN215
3,0 m	5,0 m

GK

INCHES



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Elektrodenhandgriffe

Electrode Handles

MONOPOLAR

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab



GK252Y

Elektrodenhandgriff ohne Fingertaster, Stecker US-Norm
Electrode handle, without finger pushbuttons, plug according to US standard



GK253Y

Elektrodenhandgriff mit Doppelfingertastern, Stecker US-Norm
Electrode handle, with two finger pushbuttons, plug according to US standard

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin

Slim Style



GN206

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

Slim Style



GN218

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

Slim Style



GN208

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

GK



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Elektrodenhandgriffe

Electrode Handles

MONOPOLAR

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab

Slim Style



GN210-GN212

Elektrodenhandgriff mit Doppelfingertastern, Stecker US-Norm

Electrode handle, with two finger pushbuttons, plug according to US standard

	GN210	GN212
ø	2,4 mm	4,0 mm
diam.	2.0 mm	4.0 mm

Single Use



GN211

Einmal-Elektrodenhandgriff, mit Fingertastern, Stecker US Norm

Single use electrode handle, with finger pushbuttons, plug according to US standard

Single Use



GN221

Einmal-Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster

Single use electrode handle, without finger pushbuttons

Single Use

Elektrodenhandgriffe

Electrodes handles

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 50 Stück, einzeln steril verpackt

Sales unit:

PAK = Package of 50 pieces, in individual sterile packs




Elektrochirurgie – Electro Surgery

Kurze Arbeitselektroden
Short Working Electrodes

MONOPOLAR

mit Sechskantverdrehenschutz
with hexagonal anti-twist protection



ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm



ø 2,4 mm
diam. 2.4 mm




Messerelektroden
Knife electrodes



GK110R


GK140R

Lanzettenelektroden
Cutting electrodes




GK111R

GK141R



GK112R

GK142R



GK113R

GK143R

Nadelelektroden
Needle electrodes



GK114R

GK144R

Schlingenelektroden
Loop electrodes



GK115R

GK145R




GK116R

GK146R



GK117R

GK147R



GK118R

GK148R

GK




MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Kurze Arbeitselektroden
Short Working Electrodes

MONOPOLAR

mit Sechskantverdreheschutz
with hexagonal anti-twist protection



ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm



ø 2,4 mm
diam. 2.4 mm



Kugelelektroden
Ball electrodes



GK121R

GK151R



GK122R

GK152R

Plattenelektroden
Plate electrodes



GK123R

GK153R

Chirurgie-Elektroden-Set
bestehend aus:
Behälter, Ständer
und 12 Elektroden


Surgical electrodes set
consisting of:
container, rack
and 12 electrodes



GK174R

Single Use


Kugelelektrode
Ball electrode



GK164R

Single Use

Nadelelektrode
Needle electrode



GK165R

Single Use

Elektrodenhandgriffe
Electrodes handles

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 50 Stück, einzeln steril verpackt

Sales unit:

PAK = Package of 50 pieces, in individual sterile packs




Elektrochirurgie – Electro Surgery

Isolierte Langschaftelektroden

Insulated Long-Shank Electrodes

MONOPOLAR

mit Sechskantverdreheschutz
with hexagonal anti-twist protection



ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm




ø 2,4 mm
diam. 2.4 mm



Messerelektroden
Knife electrodes

GK125R


GK155R



Nadelektroden
Needle electrodes


GK127R

GK157R



Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

GK128R



Kugelelektrode
Ball electrode

GK129R

GK



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Isolierte Langschaftelektroden


Insulated Long-Shank Electrodes

MONOPOLAR


mit Sechskantverdreheschutz
with hexagonal anti-twist protection




ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm



GK131R



GK132R




GK133R

GK131R-GK133R

Drahtschlingenelektroden zur Konisation der Portio

Wire loop electrodes for conization of the portio



GK424

Stichkoagulationsnadel für die Nasenmuschel

Needle electrode for nasal concha

GK





MONOPOLAR

GK



GN227


Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons



GN229

Elektrodenhandgriff, mit Doppelfingertastern
Electrode handle, with two finger pushbuttons

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin



GN203-GN205

Kabel für Elektrodenhandgriff
Cable for electrode handle

GN203	GN205
3,5 m	5,0 m





ø 1,7 mm
diam. 1.7 mm


GK301R

GK303R

GK305R

GK301R-GK305R

Nadelelektroden
Needle electrodes




GK307R

GK310R

GK315R

GK307R-GK315R

Schlingenelektroden
Loop electrodes




GK320R

GK321R

GK320R-GK321R

Kuguelektroden
Ball electrodes



GK680R

Behälter mit Deckel
Container with lid

GK681R

Ständer für Mikro-Elektroden
Rack for micro electrodes

GK683R

Ständer für Chirurgie-Elektroden
Rack for surgery electrodes





Elektrochirurgie – Electro Surgery

Schleimhautnadel, Schere, isoliert
Mucosa Needle, Scissors, Insulated

MONOPOLAR

GK



ABBEY

OL189R

Schleimhautnadel

Mucosa needle



BC608R

Schere, isoliert

Scissors, insulated

200 mm, 8"



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzetten, isoliert

Forceps, Insulated

MONOPOLAR



GK



105 mm, 4 1/8"

GK012R

130 mm, 5 1/8"



155 mm, 6"

GK005R

180 mm, 7"



180 mm, 7"

GK007R

200 mm, 8"



210 mm, 8 1/4"

GK010R

230 mm, 9"



245 mm, 9 3/4"

GK013R

270 mm, 10 3/4"



4 mm

GK033R

350 mm, 14"





MONOPOLAR

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzetten, isoliert


Forceps, Insulated



ADSON

GK015R

150 mm, 6"



GILLES

GK006R

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth
170 mm, 6 ³/₄"



TURNER

GK008R

130 mm, 5 ¹/₈"



MC INDOE

GK009R


175 mm, 7"



WAUGH

GK016R

230 mm, 9"




WAUGH

GK017R

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth
230 mm, 9"

GK



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzetten, isoliert

Forceps, Insulated

MONOPOLAR



REMINGTON-HOBB

GK737R

250 mm, 10"




REMINGTON-HOBB

GK738R

1 x 2 Zähne

1 x 2 teeth

270 mm, 10 ³/₄"



REMINGTON-HOBB

GK739R

250 mm, 10"

GK





MONOPOLAR

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzetten, isoliert
Forceps, Insulated

AIRAUMATA®

GK



BD852R	BD853R	BD854R
200 mm	240 mm	300 mm
8"	9 1/2"	12"

Anatomische Pinzette
Dissecting Forceps



BD855R	BD856R	BD857R
200 mm	240 mm	300 mm
8"	9 1/2"	12"

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth



BD858R	BD859R	BD860R
200 mm	240 mm	300 mm
8"	9 1/2"	12"



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Klemmen, isoliert


Forceps, Insulated

MONOPOLAR



4 mm


GK



RICHES

BH353R


175 mm, 7"



RICHES

BH354R

200 mm, 8"



WILSON-HEY

BH243R

255 mm, 10"




Elektrochirurgie – Electro Surgery

Koagulations-Absaugkanülen Coagulation Suction Cannula

GK

4 mm



LANDOLT

GK550

Koagulations-Absaugkanüle mit Mandrin
Coagulation suction cannula with mandrel



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel
Connecting Cables

MONOPOLAR

GK



Geräteseite – Hersteller
On the equipment side – Manufacturer

Instrumentenseite
On the instrument side

GN202

3,5 m

Aesculap
ACMI
Berchtold
Martin



GN204

3,5 m



GK239

3,5 m

Erbe ACC/ICC



Monopolar Adapter
Monopolar adapter

GN216

Aesculap



Erbe, Storz

GK245

3,5 m

Erbe T



GK180

3,5 m



GK246

3,5 m

ACMI
Conmed
Erbe ICC intern.
Eschmann
Valleylab
US-Norm



GK181

3,5 m





BIPOLAR

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Standard Koagulationspinzetten
Standard Coagulation Forceps



Aesculap Rundstecker
Aesculap round pin connector

schwarz isoliert
black insulation




GK690R
120 mm, 4 3/4"



GK720R-GK722R
160 mm, 6 1/4"



GK723R
160 mm, 6 1/4"



GK730R
200 mm, 8"

Drahtbürstchen zum
Reinigen von Koagulationspinzetten und
Koagulationselektroden.
Wire brush for cleaning
coagulation forceps
and coagulation electrodes.



GK299

GK



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Mikro- und Laborpinzetten

Micro and Laboratory Forceps

BIPOLAR



Euro Flachstecker
Euro tab connector



GK809R

scharf
sharp
125 mm, 5"



GK807R

fein
delicate
175 mm, 7"



GK808R

fein
delicate
220 mm, 8 3/4"

GK





BIPOLAR

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Standard Koagulationspinzetten
Standard Coagulation Forceps



Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector

GK



GK700R-GK701R

160 mm, 6 1/4"



GK703R

200 mm, 8"



GK711R

160 mm, 6 1/4"



GK713R

200 mm, 8"



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Standard Koagulationspinzetten

Standard Coagulation Forceps

BIPOLAR



Aesculap Flachstecker

Aesculap tab connector



GK595R

120 mm, 4 $\frac{3}{4}$ "



GK596R

145 mm, 5 $\frac{3}{4}$ "



GK597R

110 mm, 4 $\frac{3}{8}$ "



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Sintram Koagulationspinzetten

Sintram Coagulation Forceps


BIPOLAR



Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector


NON STICKING

Bipolare Koagulationspinzette mit Sintram-Spitzen verhindern das Ankleben der koagulierten Gefäße.
Bipolar coagulation forceps with Sintram tips do not stick to coagulated vessels.




GK604R

160 mm, 6 1/4"
gerade
straight




GK605R

185 mm, 7 1/4"
gerade
straight




GK606R

200 mm, 8"
gerade
straight



GK624R

160 mm, 6 1/4"
abgewinkelt
angled



GK625R

200 mm, 8"
abgewinkelt
angled

GK



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzette, vollisolierte Spitze

Forceps, Fully Insulated Tip

BIPOLAR

GK



Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector



BARRE

GK685R

260 mm,
10 1/4"



GK881R

160 mm,
6 1/4"



GK882R

200 mm,
8"



GK883R

230 mm, 9"



GK884R

250 mm,
10"



GK885R

300 mm,
12"



GK886R

160 mm,
6 1/4"



BIPOLAR

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzette, teilisolierte Spitze

Forceps, Partly Insulated Tip



Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector

GK



GK891R

160 mm,
6 1/4"



GK892R

200 mm,
8"



GK893R

230 mm,
9"



GK894R

250 mm,
10"



GK895R

300 mm,
12"



GK896R

160 mm,
6 1/4"





METZENBAUM

BC685R-BC686R

180 mm, 7"



METZENBAUM

BC687R-BC688R

230 mm, 9"



METZENBAUM

BC689R-BC690R

280 mm, 11"

Länge
Length

180 mm

7"

230 mm

9"

280 mm

11"



1/1

Standard-Spitze
Standard tip

BC685R



1/1

Feine Spitze
Fine tip

BC686R

BC688R

BC690R



Anti Verdreh Kabel

Kabel und Anschlüsse sind so konstruiert, dass sich die Kabel nicht verdrehen können. Dadurch ist gewährleistet, dass die Schere auch nach mehrmaligem Rotieren noch geöffnet werden kann.

Anti-twist cable

The BiopJet cable and jack are designed and constructed in such a way that the cable cannot become twisted. This means that the scissors can still be opened even after being rotated repeatedly.



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Klemmen und Handschalter

Bipolar Forceps and Finger Switches

BIPOLAR

bipoJet



BH686R	BH687R	BH689R
180 mm	230 mm	280 mm
7"	9"	11"

1/1



BH686R-BH689R

Bipolare Handschalter

- ermöglichen die Aktivierung des HF Generators ohne Fußschalter
 - verwendbar mit GN640 Nelson deluxe oder der bipolaren Schaltbox GN310
- Bipolar finger switches
- allows the activation of the HF generator without foot switch
 - to be used with GN640 Nelson deluxe or with the bipolar switch box GN310



GN084

für BipoJet Schere
for BipoJet scissors



GN086

für BipoJet Klemmen
for BipoJet clamps

Nelson Bibox – Bipolare Schaltbox

- ermöglicht den Anschluss der Handschalter GN084 und GN086 an HF Geräte anderer Hersteller
 - es können bis zu zwei bipolare Instrumente mit Hand- oder Fußschalter betrieben werden
- Nelson Bibox – Bipolar switchbox
- allows the connection of the finger switches GN084 and GN086 to HF units of other suppliers
 - allows the use of two bipolar instruments parallelly with finger or foot switch activation




305 x 75 x 305 mm

GN310

Nelson Bibox
Bipolare Schaltbox
Nelson Bibox
Bipolar switchbox

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C304.
For further details see brochure No. C304.

GK



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel
Connecting Cables

BIPOLAR

GK



Geräteseite – Hersteller

On the equipment side – Manufacturer


Instrumentenseite

On the instrument side

GN080

5 m

ACMI
Codman
Conmed
Erbe international
Olympus
Valleylab



GN081

5 m

Aesculap
Berchthold
Martin
R. Wolf



GN082

5 m

Erbe
Storz



GN083

5 m

Für Aesculap
Elektrochirurgie
Geräte:
For Aesculap
Generators:
GK020
GK021
GK030
GK034
GK050
GK051



GN085

5 m

Aesculap
Bowa
EMC
Lamidey
Söring
Valleylab



INCHES



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel Connecting Cables

BIPOLAR

Geräteseite – Hersteller

On the equipment side – Manufacturer

Instrumentenseite

On the instrument side

GN073

3,5 m

GN077

5,0 m

GN076

3,5 m


GN078

5,0 m


GN074

3,5 m


Aesculap
ACMI
Berchtold
Martin
Wolf



II Aesculap
Flachstecker
tab connector



I Euro-Flachstecker
Euro tab connector



•• Aesculap
Rundstiftstecker
Round pin connector

GK200

3,5 m

GK183

3,5 m

GK210

3,5 m

Aesculap
ACMI
Codman
Conmed
Olympus
Valleylab



II Aesculap
Flachstecker
tab connector



I Euro-Flachstecker
Euro tab connector



•• Aesculap
Rundstiftstecker
Round pin connector

XF830

3,5 m

GK216

3,5 m

GK213

5 m


GK185

3,5 m


GK188

5,0 m


Erbe
Storz



•• Aesculap
Rundstiftstecker
Round pin connector



II Aesculap
Flachstecker
tab connector



I Euro-Flachstecker
Euro tab connector

Bipolar Adapter
Bipolar adapter




Erbe, Storz

GN217

Aesculap

GK



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel
Connecting Cables

BIPOLAR

GK

Geräteseite – Hersteller

On the equipment side – Manufacturer

Instrumentenseite

On the instrument side

GK217

3,5 m

Codman



 Aesculap
Flachstecker
tab connector

GK193

3,5 m


Aesculap
Bowa
EMC
Lamidey
Söring
Valleylab



 Aesculap
Flachstecker
tab connector

GK194

3,5 m




 Euro-Flachstecker
Euro tab connector

GK202

3,5 m


AESCULAP
GK020
GK021
GK030
GK034
GK050
GK051



 Aesculap
Flachstecker
tab connector

GK212

3,5 m



 Aesculap
Rundstiftstecker
Round pin connector


Single Use

GK211

3,5 m

PAK =
Packung à
10 Stück
PAK =
Package of
10 pieces

AESCULAP
ACMI
Codman
Conmed
Olympus
Valleylab



 für Pinzetten mit
Aesculap-Flach-
stecker und
 Rundstiftstecker
for forceps with
Aesculap tab con-
nector and round
pin connector



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Zubehör
Accessoir

GK



Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt **C30481**.

For further details see brochure No. **C30481**.

Inhalt C30481 „Elektrochirurgie Zubehör“ Table of Contents C30481 "Electrosurgical Accessories"

- ⌘ Geräte und Zubehör
Units and Accessories
- ⌘ Monopolares Equipment für die offene Chirurgie
Monopolar equipment for open surgery
- ⌘ Bipolares Equipment – Koagulationspinzetten
Bipolar equipment – Coagulation forceps
- ⌘ Neutralelektroden
Neutral electrodes
- ⌘ Kabel und Adapter
Cables and Adapter
- ⌘ Elektrochirurgie in der Endoskopie
Electrosurgical Endoscopy



MILLIMETERS