



Válvula livre de
agulhas com
pressão positiva.

CARESITE
VISIVELMENTE SEGURO.

CARESITE

VISIVELMENTE SEGURO.

VÁLVULA LIVRE DE AGULHAS COM PRESSÃO POSITIVA.

FÁCIL DE VISUALIZAR.



FÁCIL DE LIMPAR.



FÁCIL DE MANUSEAR.



FÁCIL DE CONECTAR.



ESPECIFICAÇÕES:

■ Vazão de fluxo	208 ml/min
■ Pressão	300 psi**
■ Volume de Priming	0.22 mL
■ Deslocamento Positivo	0.03 mL (positivo)

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema Protegido
- Látex free
- Sistema Livre de agulhas
- Compatível com Sangue e Lipídios

BENEFÍCIOS:

Protege contra a contaminação microbiológica

- Superfície lisa
- Fácil Desinfecção
- Transparente

Previne oclusão do cateter

- Deslocamento Positivo

Facilidade de uso

- Resistente à alta pressão
- Fácil acesso
- Drogas compatíveis*

Descrição	Volume Priming (ml)	Látex free	DEHP free	Código (REF)
Caresite 	0.22	■	■	415131

*Lipídios e Cremophor
**a 10 ml/seg

Para mais informações, acesse:

WWW.SAFETY-BBRAUN.COM.BR
WWW.TERAPIAINFUSIONALSEGURA.COM.BR

B. Braun Brasil | Hospital Care
S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Válvulas Needle-Free - Caresite® - Registro ANVISA nº 80136990764

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:

[facebook](#) [YouTube](#) [twitter](#)
/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

