




FAMÍLIA DE STENT DE  
CROMO COBALTO

# AESCULAP<sup>®</sup> Coroflex<sup>®</sup> Blue Neo & Ultra

# COROFLEX® BLUE NEO

DESENVOLVIDO PARA UMA NAVEGAÇÃO REVOLUCIONÁRIA



## NEO | INDICAÇÕES PADRÃO

Coroflex® Blue Neo combina alta flexibilidade com capacidade de posicionamento suave.

### Design de Stent Inovador

- Espessura das hastes revisadas para maior suporte radial
- Estruturas mais finas para flexibilidade única e posicionamento ideal do stent à parede

Ø 2.75 - 4.0 mm


# COROFLEX® BLUE ULTRA

BAIXO PERFIL E MELHOR PERFORMANCE

ESPESSURA DA HASTE  
0.05 MM

PERFIL DE CRUZAMENTO  
0.80 MM

PERFIL DE ENTRADA NA LESÃO  
0.40 MM



## ULTRA | INDICAÇÕES PARA PEQUENOS VASOS

Coroflex® Blue Ultra é sua escolha para o tratamento de pequenos vasos e lesões distais mais desafiadoras.

### Tecnologia líder para um excelente desempenho

- Espessura fina da haste de 50 µm
- Baixo perfil de entrada de lesão (0,016")
- Perfil de cruzamento baixo ( $\leq 0,033$ " )
- Elevada flexibilidade do sistema dedicada a pequenos vasos

Ø 2.00 - 2.50 mm


# COROFLEX® BLUE NEO & ULTRA

UMA DUPLA COMPETITIVA

FAMÍLIA DE STENT DE CROMO COBALTO

SUPORTES 30%  
MAIS FINOS

## EVOLUÇÃO DA ESTRUTURAS DE PERFIL DO STENT\*



O design de estrutura mais fina impõe menos incisões na parede do vaso para minimizar a lesão do vaso.


O maior perfil de stents convencionais aumenta a lesão do vaso devido a maior impacto na parede do vaso.

### Especificações Técnicas


Eixo proximal	1.9 F
Eixo distal	2.5 F
Comprimento total	145 cm
Fio guia recomendado	0.014"
Perfil de entrada de lesão	0.016"
Compatibilidade do cateter guia	5 F
Pressão de ruptura apenas balão tamanho 4,0 mm	15 atm 12 atm

PERFIL 20%  
MENOR

EVOLUÇÃO DO PERFIL DE CRUZAMENTO\*



\*Dados técnicos arquivados na B. Braun



A combinação de suportes finos e baixo perfil do sistema resulta em alta flexibilidade para uma capacidade de entrega revolucionária.

Coroflex® Blue Ultra		Coroflex® Blue Neo	
Perfil de cruzamento	0.031" - 0.033"	Perfil de cruzamento	0.033" - 0.035"
Espessura da haste do stent	50 µm (0.0020")	Espessura da haste do stent	60 µm (0.0024")

# COROFLEX® BLUE NEO & ULTRA

## GAMA DE PRODUTOS


	Diâmetro do Stent	Comprimento do Stent	Código do Produto	Perfil do Cruzamento	Pressão Nominal de Ruptura
ULTRA	2.0 mm	9 mm	5028807	0.031"	15 atm
	2.25 mm	9 mm	5028808	0.032"	15 atm
	2.5 mm	9 mm	5028809	0.033"	15 atm
	2.0 mm	14 mm	5028817	0.031"	15 atm
	2.25 mm	14 mm	5028818	0.032"	15 atm
	2.5 mm	14 mm	5028819	0.033"	15 atm
	2.0 mm	16 mm	5028827	0.031"	15 atm
	2.25 mm	16 mm	5028828	0.032"	15 atm
	2.5 mm	16 mm	5028829	0.033"	15 atm
	2.0 mm	19 mm	5028837	0.031"	15 atm
	2.25 mm	19 mm	5028838	0.032"	15 atm
	2.5 mm	19 mm	5028839	0.033"	15 atm
	2.0 mm	24 mm	5028847	0.031"	15 atm
	2.25 mm	24 mm	5028848	0.032"	15 atm
	2.5 mm	24 mm	5028849	0.033"	15 atm
	2.25 mm	27 mm	5028858	0.032"	15 atm
	2.5 mm	27 mm	5028859	0.033"	15 atm
2.5 mm	32 mm	5028869	0.033"	15 atm	
NEO	2.75 mm	8 mm	5029012	0.033"	15 atm
	3.0 mm	8 mm	5029013	0.033"	15 atm
	3.5 mm	8 mm	5029014	0.034"	15 atm
	4.0 mm	8 mm	5029015	0.035"	12 atm
	2.75 mm	13 mm	5029022	0.033"	15 atm
	3.0 mm	13 mm	5029023	0.033"	15 atm
	3.5 mm	13 mm	5029024	0.034"	15 atm
	4.0 mm	13 mm	5029025	0.035"	12 atm
	2.75 mm	16 mm	5029032	0.033"	15 atm
	3.0 mm	16 mm	5029033	0.033"	15 atm
	3.5 mm	16 mm	5029034	0.034"	15 atm
	4.0 mm	16 mm	5029035	0.035"	12 atm
	2.75 mm	19 mm	5029042	0.033"	15 atm
	3.0 mm	19 mm	5029043	0.033"	15 atm
	3.5 mm	19 mm	5029044	0.034"	15 atm
	4.0 mm	19 mm	5029045	0.035"	12 atm
	2.75 mm	24 mm	5029062	0.033"	15 atm
	3.0 mm	24 mm	5029063	0.033"	15 atm
	3.5 mm	24 mm	5029064	0.034"	15 atm
	4.0 mm	24 mm	5029065	0.035"	12 atm
	2.75 mm	27 mm	5029072	0.033"	15 atm
	3.0 mm	27 mm	5029073	0.033"	15 atm
	3.5 mm	27 mm	5029074	0.034"	15 atm
	4.0 mm	27 mm	5029075	0.035"	12 atm
	2.75 mm	32 mm	5029082	0.033"	15 atm
	3.0 mm	32 mm	5029083	0.033"	15 atm
	3.5 mm	32 mm	5029084	0.034"	15 atm
4.0 mm	32 mm	5029085	0.035"	12 atm	

# SISTEMAS VASCULARES

## SOLUTION ORIENTED ANGIOPLASTY

SOLUÇÕES ALTAMENTE EFICAZES


A B. BRAUN MELSUNGEN AG É UMA FORNECEDORA MÉDICA COM UMA TRADIÇÃO DE MAIS DE 175 ANOS. A EMPRESA OFERECE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA INTERVENÇÕES VASCULARES, ANESTESIOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA DE INFUSÃO, CIRURGIA E ENGENHARIA MÉDICA. MAIS DE 58.037 FUNCIONÁRIOS DA B. BRAUN EM TODO O MUNDO ESTÃO DEDICADOS AOS CUIDADOS DA SAÚDE.




**COROFLEX®**  
SISTEMA DE STENT  
CORONÁRIO PARA  
BIFURCAÇÕES




**COROFLEX® BLUE NEO**  
CROMO COBALTO  
SISTEMA DE STENT  
CORONÁRIO



**SEQUENT® PLEASE**  
CATETER BALÃO CORONÁRIO  
DE LIBERAÇÃO DE PACLITAXEL



**COROFLEX® BLUE ULTRA**  
STENT CORONÁRIO DE CROMO  
COBALTO PARA PEQUENOS  
VASOS



**SEQUENT® NEO**

**B. BRAUN VASCULAR SYSTEMS**

A ALTERNATIVA EUROPÉIA PARA SERVIÇOS COMPETENTES E PRODUTOS INOVADORES.

B. Braun Brasil | Aesculap

Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000 | São Gonçalo | RJ | Brasil

S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

AESULAP® – a B. Braun brand



Coroflex® Blue Ultra 2.0 x 9 mm - Coroflex® Blue - Cromo Cobalto - 80136990798  
Coroflex® Blue Neo 2.75 x 27 mm - Coroflex® Blue - Cromo Cobalto - 80136990798  
Coroflex® ISAR 2.0 x 9 mm - Coroflex® ISAR - Farmacológico - 80136990840  
Sequent® Please - 80136990654

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil