

# FICHA TÉCNICA – AESCULAP® PORTA AGULHAS ADTEC

## CATEGORIA DO PRODUTO:

Porta-Agulhas

## CÓDIGOS DE REFERÊNCIA:

PL404R, PL405R, PL407R, PL408R, PL409R, PL410R, PL411R, PL412R, PL413R, PL414R, PL415R, PL416R, PL417R, PL418R, PL419R

## COMPOSIÇÃO:

Os Porta agulhas são fabricados em aço inoxidável conforme a ISO 7153-1 e as mandíbulas possuem também um inserto de carbeto de tungstênio.

## INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Os porta agulhas AdTec são empregados para fixar e suturar tecidos em cirurgias laparoscópicas.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Com estes porta-agulhas, a Aesculap oferece uma gama de instrumentos especialmente desenvolvidos para suturar e atar nós cirúrgicos. O punho axial permite que os instrumentos possam ser rodados muito facilmente. As combinações correspondentes dos porta-agulhas permitem um trabalho fiável e eficiente.

### Características:

- Aderência específica em agulhas curvas e retas; aderência fiável sobre o fio de sutura.
- Postura de trabalho ergonômica através do design do cabo axial. A disposição axial permite manter o instrumento em qualquer posição.
- Suportes para agulhas versáteis disponíveis em diferentes diâmetros e comprimentos

## PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS:

- Os produtos apenas podem ser operados e utilizados por pessoas que possuam a formação, os conhecimentos ou a experiência necessária.



- Ler, cumprir e guardar as instruções de utilização.
- Utilizar o produto apenas para a finalidade indicada.

## NÃO CONTÊM LÁTEX.

## CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:

- Armazenar os produtos esterilizados numa embalagem esterilizada e num local protegido do pó, seco, com pouca luminosidade e com uma temperatura estável.
- Durante o transporte devem ser evitados impactos, pois o produto pode ser danificado.

## CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:

Os instrumentais precisam ser limpos e esterilizados a cada utilização conforme indicação nas Instruções de Uso do produto.

## ESTERILIZAÇÃO:

Produto Não Estéril.

## REPROCESSAMENTO PROIBIDO CONFORME RDC 156/06:

Produto passível de reprocessamento.

## VALIDADE:

Validade Indeterminada

**Farm. Responsável: Rosane G. R. da Costa – CRF/RJ n.º: 3213**

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br) | AESCULAP® – a B. Braun brand

REGISTRO ANVISA n.º: 80136990868

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

