

# FICHA TÉCNICA – CORTAPLAST®

## CORTADOR BICO AMPOLA

### CATEGORIA DO PRODUTO:

Cortador para ampolas

### CÓDIGO DE REFERÊNCIA:

481000

### INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Destina-se a cortar o bico das ampolas plásticas, evitando deformações, desprendimento de partículas ou acidentes de contaminação pelo contato.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Lâmina cortante em aço inoxidável com área segura para manuseio por parte dos profissionais. Facilita a abertura de ampolas plásticas.

### CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicável

### PRECAUÇÕES:


Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem.

### ADVERTÊNCIAS:

- Produto de uso único.
- Proibido reprocessar.

### MATÉRIA-PRIMA:

Aço inoxidável e poliestireno



### CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

Os produtos devem ser armazenados em sua embalagem original, em temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo de luz solar direta, poeira e umidade. Descartar se a embalagem estiver violada. Produto estéril.

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

**Embalagem primária (unitária):** filme + papel grau cirúrgico

**Embalagem secundária:** caixa de papelão contendo 1200 unidades

### ESTERILIZAÇÃO:

Óxido de etileno

### VALIDADE:

5 anos

Farm. Responsável: Sônia M. Q. de Azevedo – CRF-RJ nº 4260

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde.

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

