

# MELISEPTOL FOAM PURE®

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS



COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO  
ANTIMICROBIANA.

COMPROVADAMENTE EFETIVO A PARTIR  
DE 1 MINUTO.

A ESPUMA FORMADA A PARTIR DO ACIONAMENTO DO MELISEPTOL FOAM PURE DÁ AO PRODUTO UMA CARACTERÍSTICA DE MAIOR RENDIMENTO E PRATICIDADE NA UTILIZAÇÃO. SEU FRASCO GATILHO EM SPRAY DE 750ML RENDE 1000 ACIONAMENTOS.

INDICADO PARA TODOS OS APARELHOS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS, INCLUSIVE TELAS E MONITORES

## PRONTO PARA USO

- Incolor
- Não libera aerossol
- Sem perfume

## EFICÁCIA COMPROVADA

Microrganismos	Tempo de Ação
Bactérias	1 min
Fungos	1 min
Tuberculose	3 min
Rotavírus	1 min
Poliamavírus	5 min

## INGREDIENTES ATIVOS:

Cloreto de didecilmetilamônio e n-Propanol

Código	Descrição	Quantidade por caixa
19803	Meliseptol Foam pure®	12 unidades



---

**MELISEPTOL FOAM PURE®**  
O ÚNICO APROVADO PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO  
DAS MÁQUINAS DE DIÁLISE DIALOG+ PLUS E  
BOMBAS INFUSOMAT SPACE

---



B. Braun Brasil | OPM  
Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000  
São Gonçalo - RJ - Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)